





VOCO – THE DENTALISTS

Nowoczesna stomatologia wymaga produktów dentystycznych najwyższej jakości, a zarazem przyjaznych w stosowaniu. Pożądane są praktyczne oraz wydajne rozwiązania. My z firmy VOCO dążymy do spełnienia dokładnie tych celów. Uważamy siebie za dentalistów czyli specjalistów od materiałów dentystycznych. Dlatego koncentrujemy się wyłącznie na tym polu działania i ze wszystkich sił oddajemy się służbie w leczeniu zębów.

Od 1981 roku firma VOCO zaopatruje dentystów na całym świecie w wysokiej jakości materiały dentystyczne i zalicza się do wiodących międzynarodowych producentów w tej branży. Oferujemy gabinetom stomatologicznym oraz laboratoriom dentystycznym w ponad 120 krajach bogaty asortyment ponad 100 produktów. Oferujemy lekarstwa oraz produkty medyczne “Made in Germany” do stosowania w stomatologii zachowawczej, odbudowie zębów oraz protetyce.

Firmie VOCO udaje się dzięki certyfikowanej pewności jakości oraz intensywnej pracy badawczej i rozwojowej ustalać coraz nowe kryteria w rozwoju innowacyjnych materiałów dentystycznych. W tym celu badacze firmy VOCO są w ciągłym kontakcie z ponad 150 uniwersytetami i innymi renomowanymi instytucjami badawczymi na całym świecie. Kompetencje naukowców firmy VOCO są wysoce cenione, co potwierdza przewodnie uczestnictwo VOCO w wielu projektach badawczych Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Ze swoją innowacyjnością produktów firma VOCO była wielokrotnie prekursorem w świecie dentystycznym. Tak było w przypadku Grandio®, pierwszego na świecie kompozytu nanohybrydowego, który dzięki wspólnym właściwościom oraz łatwości stosowania awansował do rangi uniwersalnego produktu wypełnieniowego, który odniósł największy sukces międzynarodowy. Natomiast Grandio®SO firmy VOCO to nanohybrydowy kompozyt do ubytków wszystkich klas, który ze swoimi fizycznymi parametrami jest jednym z materiałów najbliższych prawdziwej tkance zębowej.

Asortyment firmy VOCO obejmuje materiały do wypełnień stałych i tymczasowych, produkty podkładowe różnej klasy materiałów, materiały mocujące oraz adhezyjne, sztyfty korzeniowe, systemy do odbudowy rdzenia, materiały do wycisków, materiały do prowizoriów, preparaty do uszczelniania bruzd, fluoryzacji oraz leczenia nadwrażliwości zębów jak i produkty oraz urządzenia laboratoryjne.

Niniejszy katalog przedstawia pełną gamę produktów firmy VOCO. Mamy nadzieję, że będzie on źródłem Państwa inspiracji w codziennej pracy.



PROFILAKTYKA

Leczenie nadwrażliwości

Admira Protect	6
VOCO Profluorid Varnish	6
Bifluorid 10	7

Uszczelnianie bruzd

Fissurit FX	8
Fissurit F	8
Fissurit	8
Grandio Seal	9

Profilaktyka

Remin Pro	10
Klint	10

Wybielanie

Perfect Bleach Office+	11
Perfect Bleach 10% / 17%	12

WYPEŁNIENIA BEZPOŚREDNIE

Materiały podkładowe

Calcimol	14
Calcimol LC	14
Calcicur	14
Amalgam Liner	15
Ionobond	15
Ionoseal	15

Materiały wypełnieniowe (Kompozyty)

Amaris	16
Amaris Flow	17
Amaris Gingiva	17
GrandioSO	18
GrandioSO Flow	19
GrandioSO Heavy Flow	20
GrandTEC	21
Grandio	22
Grandio Flow	23
Admira	24
Admira Flow	25
Admira Bond	25
Arabesk Top	26
Arabesk	27
Arabesk Flow	27
Polofil Supra	27
x-tra fil	28
Alfacomp LC	28
x-tra base	29

Materiały wypełnieniowe (Kompomery)

Twinky Star	30
Glasiosite	30

Materiały wypełnieniowe (Materiały pomocnicze)

Curvy	31
Dimanto	31

Materiały wypełnieniowe (Materiały szkło-jonomerowe)

Ionolux	32
VOCO Ionofil Molar AC Quick	33
Easy Glaze	33
VOCO Ionofil Molar AC	34
VOCO Ionofil Molar	34
Ionofil Plus	35
Aqua Ionofil Plus	36
Final Varnish LC	36
Argion Molar AC	37
Argion	37

Materiały wiążące

Futurabond DC	38
Futurabond NR	39
Futurabond M	39
Solobond M	40
Solobond Plus	40

WYPEŁNIENIA POŚREDNIE

Materiały mocujące

Bifix SE	42
Bifix QM	43
Fit Test C & B	44
Ceramic Bond	44
Meron Plus	45
Aqua Meron	45
Meron	45

Materiały do odbudowy filarów

Rebilda DC	46
Rebilda SC	47
Rebilda LC	47
Rebilda Form	47
Rebilda Post System	48
Rebilda Post	49
Grandio Core Dual Cure	49

Materiały do prowizoriów

Structur Premium	50
Structur 3	51
Structur 2	52
Provicol QM	53
Provicol C	53
Provicol	53

Clip	54
Clip F	54

Naprawa

Cimara	55
Cimara Zircon	55

Materiały podścielające

Ufi Gel hard C	56
Ufi Gel hard	56
Ufi Gel SC	57
Ufi Gel P	57

Materiały do wycisków

Registrado X-tra	58
Registrado Clear	58
Individo Lux	59
Profibase	59

Mocowanie zaczepów

Quick Up	60
----------	----

INNE PRODUKTY

Urządzenia

Celalux 2	62
Individo Light Box	63
VOCO Mix 10	63

Inne

Vococid	64
Depulpin	64
Caries Marker	64
Pele Tim	65
Block Out Gel LC	65

Środki czyszczące

Traypurol tabs	66
Traypurol	66
Solvitan	66

Małe urządzenia

Caps Dispenser	67
Dispenser typ 2	67
Dispenser typ 3	67
AC Activator	67
AC Applicator typ 1	67
AC Applicator typ 2	67

Artykuły jednorazowego użytku

Artykuły jednorazowego użytku	68 / 69
-------------------------------	---------

Notatki	70
Alfabetyczny spis treści	71



A close-up photograph of a dental procedure. A dental handpiece is visible, working on a patient's teeth. The tongue is partially visible in the foreground, and the teeth being treated are in the background.

PIEŁĘGNACJA JAMY USTNEJ

Pielęgnacja jamy ustnej – produkty do profilaktyki oraz leczenia nadwrażliwości zębów, ich fluoryzacji oraz wybielania.

VOCO oferuje szeroki wachlarz zawierających fluor preparatów do pielęgnacji jamy ustnej, w tym materiały do uszczelniania bruzd, lakiery o różnorodnym przeznaczeniu, światłoutwardzalne materiały do desensytyzacji. Asortyment uzupełniony jest kompletną serią produktów do wybielania – są to zestawy do wybielania w gabinecie lub domowe systemy wybielające.

Admira® Protect



Światłoutwardzalny, oparty na Ormocer®ach lakier do leczenia nadwrażliwości zębów

Wskazania

Leczenie nadwrażliwości zębiny

Ochrona obnażonych szyjek zębów ew. brzegów koron

Leczenie nadwrażliwości w obszarze szyjek po profesjonalnym oczyszczaniu oraz usuwaniu kamienia nazębnego

Zalety

- Długotrwałe zniesienie nadwrażliwości
- Silne przyleganie
- Biokompatybilny
- Wysoka odporność na ścieranie dzięki specjalnej technologii wypełniaczy
- Uwalnianie fluoru

Admira® Protect w praktycznym opakowaniu SingleDose

- Prosta, szybka i higieniczna aplikacja
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Nie wycieka

VOCO Profluorid® Varnish



Lakier fluorkowy do leczenia nadwrażliwości (5% NaF)

Wskazania

Leczenie nadwrażliwości zębów

Uszczelnianie kanalików zębiny np. podczas opracowywania jamy ubytku lub na wrażliwych powierzchniach korzenia

Leczenie nadwrażliwości w obszarze szyjek po profesjonalnym oczyszczaniu oraz usuwaniu kamienia nazębnego

Zalety

- Lakier w naturalnym kolorze zęba
- Łatwy w aplikacji – doskonałe przyleganie, nawet do mokrej powierzchni zęba
- Przyjemny owocowy smak
- Ekonomiczna aplikacja – nanosi się tylko cienką warstwę, wysoka wydajność

VOCO Profluorid® Varnish w praktycznym opakowaniu SingleDose

- Prosta, szybka i higieniczna aplikacja
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Nie wycieka

Formy sprzedaży

REF 1650	Butelka 4,5 ml, akcesoria
REF 1651	SingleDose 50 szt., akcesoria
REF 1652	SingleDose 200 szt., akcesoria

Formy sprzedaży

REF 1267	Tuba 10 ml melon	REF 2233	Tuba 10 ml cherry
REF 2232	Tuba 10 ml caramel	REF 2234	Tuba 10 ml mint

SingleDose

Smak	48 x 0,40 ml	50 x 0,25 ml	50 x 0,40 ml	200 x 0,40 ml
Melon	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271
Caramel	–	–	REF 2226	REF 2229
Cherry	–	–	REF 2227	REF 2230
Mint	–	–	REF 2228	REF 2231
Mixed	REF 2225	–	–	–

Bifluorid 10®



Lakier fluorkowy do leczenia nadwrażliwości

Wskazania

Leczenie wszystkich postaci nadwrażliwości, w tym:

- obnażonych szyjek zębów i brzegów koron
- nadwrażliwości występującej po profesjonalnym oczyszczaniu oraz usuwaniu kamienia nazębnego
- powierzchni zębów po ich opracowaniu i / lub szlifowaniu
- startych powierzchni zwarciovych oraz zębów z umieszczonymi na nich kłamrami
- po urazach szkliwa (np. złamaniach czy odpryskach)
- uszczelnianie brzegów ubytku po jego wypełnieniu, szczególnie w przypadku wcześniejszego wytrawiania
- jako ochrona zębiny / podkład pod wypełnienie amalgamatowe

Zalety

- Natychmiast znosi nadwrażliwość
- Bezbarwny – nie odbarwia zębów
- Tworzy powłokę chroniącą przed wpływem czynników termicznych i mechanicznych
- Ekonomiczny i łatwy w użyciu (wysoka wydajność, niski koszt, szybka aplikacja)
- Szybkoschnący

Bifluorid 10® w praktycznym SingleDose

- Prosta, szybka i higieniczna aplikacja
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Nie wycieka



Formy sprzedaży

REF 1615	Butelka 4 g, Solvent butelka 10 ml
REF 1616	Butelka 10 g
REF 1617	Butelka 3 × 10 g, Solvent butelka 10 ml, Pele Tim No. 1
REF 1032	Butelka Solvent 10 ml

REF 1618	SingleDose 50 szt., akcesoria
REF 1619	SingleDose 200 szt., akcesoria

Fissurit® FX



Wysoce nasycony, światłoutwardzalny, zawierający fluor, biały lakier do uszczelniania bruzd

Wskazania

Uszczelnianie bruzd i powierzchni zgryzowych w celu profilaktyki przeciwpróchniczej
Poszerzone lakowanie bruzd i szczelin
Wypełnianie małych ubytków

Zalety

- Doskonała odporność na ścieranie dzięki 55% zawartości wypełniaczy
- Szybka i prosta aplikacja bezpośrednia ze strzykawki z giętą końcówką
- Optymalne cechy płynności
- Wysoka stabilność i silne przyleganie do szkliwa
- Idealne dopasowanie do brzegów
- Ciągłe uwalnianie fluoru
- Możliwość kontroli wizualnej dzięki białemu kolorowi

Formy sprzedaży

REF 1181 Strzykawki 2 x 2,5 g, końcówki aplikacyjne typ 40

Fissurit® F



Światłoutwardzalny, zawierający fluor, biały lakier do uszczelniania bruzd

Wskazania

Uszczelnianie bruzd i powierzchni okluzalnych w celu profilaktyki przeciwpróchniczej
Uszczelnianie / licowanie uszkodzonych powierzchni szkliwa
Mocowanie systemów ortodontycznych
Uszczelnianie wypełnień z tworzyw syntetycznych lub cementów
Wypełnianie małych ubytków
Naprawa niewielkich uszkodzeń z tworzyw syntetycznych i z amalgamatu

Zalety

- Szybka i prosta aplikacja bezpośrednia z nowej strzykawki NDT®
- Możliwość kontroli wizualnej dzięki białemu kolorowi
- Doskonała płynność dzięki niskiej lepkości
- Wysoka stabilność i silne przyleganie do szkliwa
- Idealne dopasowanie do brzegów
- Ciągłe uwalnianie fluoru

Formy sprzedaży

REF 1180 Butelka 2 x 3 ml
REF 1292 Strzykawki 2 x 2 g, końcówki aplikacyjne typ 40
REF 1293 Zestaw strzykawki 5 x 2 g, Vococid Gel strzykawki 5 ml, Vococid płyn butelka 2 x 3 ml, akcesoria

Fissurit®



Światłoutwardzalny uszczelniacz do bruzd, przezroczysty

Wskazania

Patrz Fissurit F

Zalety

- Transparentny
- Wysoka stabilność i silne przyleganie do szkliwa
- Od lat sprawdzony klinicznie

Formy sprzedaży

REF 1082 Butelka 2 x 3 ml

Grandio® Seal



Światłoutwardzalny nanohybrydowy uszczelniacz do bruzd

Wskazania

Uszczelnienie / wypełnienie bruzd i szczelin

Uszczelnianie / licowanie uszkodzonych powierzchni szkliva

Pokrycia w miejscach szczególnie narażonych na próchnicę w leczeniu ortodontycznym

Uszczelnianie wypełnień wykonanych z tworzywa sztucznego lub cementów (wilgoć warstwa ochronna)

Uszczelnianie zębów mlecznych


Zalety

- Zastosowane wypełniacze nano zapewniają optymalną płynność
- Najwyższa zawartość wypełniaczy (70% wag.) w swoim segmencie
- Wyróżniające właściwości fizyczne:
 - Minimalna ścieralność
 - Wysoka odporność na zginanie
 - Ekstremalnie mały skurcz polimeryzacyjny
- Doskonałe opracowanie
- Optymalne właściwości pokrycia

Grandio® Seal w nowej strzykawce NDT®

- NDT® (ang. non-dripping-technology) to technologia zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu i kapaniu zawartego w strzykawce materiału
- Idealnie nadaje się do aplikacji materiałów o niskiej lepkości
- Pozwala na precyzyjną aplikację
- Nie dopuszcza do strat materiału

Uszczelnianie bruzd z Grandio® Seal



Źródło: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazylia

Formy sprzedaży

- | | |
|----------|---|
| REF 1060 | Zestaw strzykawki 5 x 2 g, Vococid Gel strzykawki 5 ml, końcówki aplikacyjne typ 45 |
| REF 1061 | Strzykawki 2 x 2 g, końcówki aplikacyjne typ 45 |

Remin Pro®



Ochronna pielęgnacja zębów z fluorem i hydroksyapatytem

Wskazania

Po wybielaniu
Po profesjonalnym czyszczeniu zębów
Zapobieganie i kontrola nadwrażliwości
Podczas leczenia ortodontycznego

Zalety

- Zawiera fluor (1.450 ppm), hydroksylapatyt i ksylitol
- Zapewnia równowagę flory bakteryjnej jamy ustnej i chroni zęby przed szkodliwymi atakami kwasów
- Wzmacnia zęby po wybielaniu i profesjonalnym czyszczeniu
- Spowalnia rozwój próchnicy poprzez zawarty ksylitol
- Dostępny w trzech smakach (melonowy, miętowy i truskawkowy)
- Możliwość codziennego stosowania – idealny do użytku w domu
- Prosta aplikacja

Klint



Nie zawierająca fluoru pasta do usuwania płytki nazębnej oraz polerowania zębów

Wskazania

Ręczne lub mechaniczne usunięcie osadu
Czyszczenie przed profilaktyką przeciwpróchniczną, leczeniem nadwrażliwości szyjek zębów, itp.

Zalety

- Zawiera specjalny kwas krzemowy
- Gruntowne czyszczenie nie uszkadzające szkliwa
- Przyjemny, miętowy smak

Formy sprzedaży

REF 2003	Tuba 12 × 40 g melon	REF 2126	SingleDose 50 × 2,5 g melon
REF 2004	Tuba 12 × 40 g mint	REF 2127	SingleDose 50 × 2,5 g mint
REF 2005	Tuba 12 × 40 g strawberry	REF 2128	SingleDose 50 × 2,5 g strawberry
REF 2006	Tuba 12 × 40 g mixed		
REF 2007	Tuba 3 × 40 g mixed		

Formy sprzedaży

REF 2336	Tuba 60 g
----------	-----------

Perfect Bleach® Office+



Żel do wybielania przebarwionych zębów

Wskazania

Perfect Bleach Office+ to żel przeznaczony do wybielania zębów, do stosowania wyłącznie w gabinecie stomatologicznym. Perfect Bleach Office+ można stosować na pojedynczych lub wielu przebarwionych zębach żywych lub z martwą miazgą.

Zalety

- Nadtlenek wodoru w stężeniu 35% zapewnia bezpieczne i szybkie wybielanie przebarwień
- Czerwony kolor materiału dobrze kontrastuje z zębem i z materiałem LC Dam
- Można stosować zarówno do wybielania wewnętrznego, jak i zewnętrznego
- Perfect Bleach Office+ w wygodnej strzykawce QuickMix:
 - aktywacji ulega tylko potrzebna ilość żelu
 - bez błędów na etapie mieszania, żel jest zawsze świeży
- Ochrona dziąseł na bazie materiału kompozytowego (LC Dam)
- Bez bolesnego nagrzewania podczas polimeryzacji światłem materiału chroniącego dziąsła

Przypadek kliniczny



Formy sprzedaży

REF 1672	Zestaw żelu wybielającego QuickMix strzykawki 2 × 4 ml, LC Dam strzykawki 2 × 2 g, końcówki mieszające typ 14, końcówki mieszające typ 15, nakładki aplikacyjne typ 1, końcówki aplikacyjne typ 41
REF 1673	Żelu wybielającego QuickMix strzykawki 4 ml, końcówki mieszające typ 14, końcówki mieszające typ 15, nakładki aplikacyjne typ 1
REF 1655	LC Dam strzykawki 2 g, końcówki aplikacyjne typ 41

Perfect Bleach® 10% / 17%



Żel do wybielania przebarwionych zębów (10% / 17% nadtlenek karbamidu)

Wskazania

Bezpieczne i długotrwałe wybielanie żywych i martwych zębów np. w przypadku przebarwień spowodowanych lekami, nadmierną fluoryzacją, osadami żywnościowymi, krwawień urazowych, wiekiem pacjenta i innymi

Zalety

- Proste, przyjemne użycie
- Bezpieczny dla substancji zęba i wypełnień
- Wyraźne rozjaśnienie już po krótkim czasie
- Przyjemny miętowy smak
- Zestaw w atrakcyjnej kosmetyczce

Zestaw mini

W atrakcyjnej kosmetyczce znajdują się 4 strzykawki, żel wybielający, pudełko do przechowywania oraz instrukcja zastosowania z pomocnymi obrazkami.

Szczególnie polecane dla

- Dentystów, którzy zlecają wykonanie szyny zewnętrznego laboratorium
- Pacjenci, którzy już posiadają szynę wybielającą

Pełny zestaw

Pełny zestaw zawiera wszystkie materiały, które znajdują się w zestawie pacjenta. Dodatkowo wyposażony jest w 2 strzykawki z żelem do wypełniania jak również materiały potrzebne do wyrobu dwóch szyn okluzyjnych (dwie folie okluzyjne oraz Block Out Gel LC).

Szczególnie polecane dla


- Dentystów, którzy przygotowują szynę wybielającą we własnym gabinecie

Formy sprzedaży 10%

REF 1658	Zestaw mini 10% – żelu wybielającego strzykawki 4 x 2,4 ml z 10% nadtlenek karbamidu, pudełeczko do przechowywania, kosmetyczka
REF 1660	Zestaw 10% – żelu wybielającego strzykawki 6 x 2,4 ml z 10% nadtlenek karbamidu, Block Out Gel LC strzykawki 1,2 ml, 2 płytki winylu do wykonania szyn, pudełeczko do przechowywania szyn, kolornik
REF 1662	Żelu wybielającego strzykawki 3 x 2,4 ml 10%

Formy sprzedaży 17%

REF 1659	Zestaw mini 17% – żelu wybielającego strzykawki 4 x 2,4 ml z 17% nadtlenek karbamidu, pudełeczko do przechowywania, kosmetyczka
REF 1664	Zestaw 17% – żelu wybielającego strzykawki 6 x 2,4 ml z 17% nadtlenek karbamidu, Block Out Gel LC strzykawki 1,2 ml, 2 płytki winylu do wykonania szyn, pudełeczko do przechowywania szyn, kolornik
REF 1665	Żelu wybielającego strzykawki 3 x 2,4 ml 17%



WYPEŁNIENIA BEZPOŚREDNIE

Wypełnienia bezpośrednie – kompozyty, kompomery,Ormocer®y oraz materiały szkło-jonomerowe firmy VOCO.

Szerokie spektrum materiałów firmy VOCO pozwala na wykonanie trwałego i wytrzymałego wypełnienia stałego, które sprosta nawet najwyższym wymaganiom. Obejmuje ono materiały wypełnieniowe, podkładowe, wiążące i uszczelniające powierzchnię wypełnienia. Nasze materiały wypełnieniowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu sprawdzają się w wielu wskazaniach. W ofercie znajdują Państwo nie tylko uniwersalne preparaty do zastosowań w odcinku tylnym, ale również wysokoestetyczne materiały wypełnieniowe.

Calcimol



Samoutwardzalna, widoczna na zdjęciach rtg. pasta z wodorotlenkiem wapnia

Wskazania

Pośrednie pokrycie miazgi
Podkład pod wszystkie materiały wypełnieniowe

Zalety

- Efektywna ochrona miazgi
- Prosta aplikacja
- Dopasowany czas opracowania
- Krótki czas wiązania
- Zawiera 26% czystego wodorotlenku wapnia
- Widoczny w RTG
- Wspomaga odbudowę zębiny wtórnej

Calcimol LC



Światłoutwardzalna, widoczna na zdjęciach rtg. pasta z wodorotlenkiem wapnia

Wskazania

Pośrednie pokrycie miazgi
Podkład pod wszystkie materiały wypełnieniowe
Ochrona przed kwasem przy użyciu techniki wytrawiania

Zalety

- Oszczędność czasu dzięki bezpośredniej aplikacji z nowej strzykawki NDT® i możliwości utwardzania światłem
- Gotowy do użycia jednoskładnikowy materiał
- Efektywna ochrona miazgi
- Wysoka odporność na kwas
- Wspomaga odbudowę zębiny wtórnej

Calcimol LC w nowej strzykawce NDT®

- NDT® (ang. non-dripping-technology) to technologia zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu i kapaniu zawartego w strzykawce materiału
- Idealnie nadaje się do aplikacji materiałów o niskiej lepkości
- Pozwala na precyzyjną aplikację
- Nie dopuszcza do strat materiału

Calcicur®



Gotowa do użycia pasta na bazie wodorotlenku wapnia

Wskazania

Bezpośrednie pokrycie w przypadku odkrycia oraz zapalenia miazgi
Pośrednie pokrycie w przypadku próchnicy głębokiej
Tymczasowe wypełnienie kanałów korzeniowych
Dezynfekcja kanałów korzeniowych

Zalety

- Gotowa do użycia
- Zawiera 45% czystego wodorotlenku wapnia
- Efekt antybakteryjny dzięki wysokiej wartości pH (ponad 11,5)
- Efektywna ochrona miazgi
- Widoczna w RTG
- Doskonała pod wszystkie materiały podkładowe i wypełnieniowe
- Wspomaga odbudowę zębiny wtórnej

Formy sprzedaży

REF 1097 Tuba 2 szt., baza / katalizator

Formy sprzedaży

REF 1047 Tuba 2 × 5 g
REF 1307 Strzykawki 2 × 2,5 g, końcówki aplikacyjne typ 41

Formy sprzedaży

REF 1093 Strzykawka 2 ml, końcówki aplikacyjne typ 42

Amalgam Liner



Gotowy do użycia, zawierający srebro lakier izolujący pod wypełnieniami amalgamatowymi

Wskazania

Izolacja zębiny pod wypełnieniem amalgamatowym

Izolacja cementów przed położeniem wypełnienia amalgamatowego

Uszczelnianie świeżo położonych wypełnień amalgamatowych

Zalety

- Efektywna ochrona miazgi
- Izolacja przed wpływami chemicznymi i bakteriowymi
- Redukcja zagrożenia utworzenia się nieszczelności i próchnicy wtórnej
- Wiązanie nadmiaru rtęci

Ionobond



Szkło-jonomerowy materiał podkładowy z efektem wiążącym


Wskazania

Podkłady

Zalety

- Dobre przyleganie do zębiny i szkliwa
- Wysoka biokompatybilność
- Oddawanie fluoru
- Wysoka odporność na ściskanie
- Minimalna rozpuszczalność
- Moduł rozszerzania podobny do substancji zęba

Ionoseal®



Światłoutwardzalny, kompozytowy, cement szkło-jonomerowy do podkładów

Wskazania

Podkład pod wszystkie materiały wypełnieniowe

Poszerzone uszczelnianie bruzd

Wypełnienia małych ubytków

Zalety

- Gotowy do użycia jednoskładnikowy materiał
- Oszczędzający czas dzięki możliwości utwardzania światłem
- Szybka i higieniczna aplikacja
- Wysoka odporność na ściskanie (226 MPa)
- Uwalnianie fluoru zapobiega próchnicy wtórnej
- Wysoka biokompatybilność
- Widoczny w RTG

Ionoseal® w nowej strzykawce NDT®

- NDT® (ang. non-dripping-technology) to technologia zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu i kapaniu zawartego w strzykawce materiału
- Idealnie nadaje się do aplikacji materiałów o niskiej lepkości
- Pozwala na precyzyjną aplikację
- Nie dopuszcza do strat materiału

Formy sprzedaży

REF 1024 Zestaw butelka 4,5 g z Solvent
REF 1026 Butelka 9 g

Formy sprzedaży

REF 1083 Proszek / płyn (10 g / 15 ml)

Formy sprzedaży

REF 1126 Tuba 2 × 4 g
REF 1326 Strzykawki 3 × 2,5 g, końcówki aplikacyjne typ 41



Wysoko estetyczny światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy

Wskazania

- Estetyczne wypełnienia ubytków klasy III, IV i V w zębach przednich
- Estetyczne wypełnienia ubytków klasy I, II i V w zębach bocznych
- Rekonstrukcja traumatycznie uszkodzonych zębów przednich
- Pośrednie i bezpośrednie licówki kompozytowe, licowanie przebarwionych zębów przednich
- Korekty koloru i kształtu w celu poprawienia estetyki
- Naprawa wysokoestetycznej ceramiki
- Pośrednie i bezpośrednie wkłady kompozytowe
- Blokowanie zębów przednich

Zalety

- Dwa proste kroki, doskonałe rezultaty
- Układanie warstwami identyczne z naturą
- Prosty i precyzyjny dobór koloru
- Naturalne i automatyczne wrażenie przechodzących odcieni
- Naturalna estetyka dostępna przy zastosowaniu tylko 11 odcieni układanych warstwami
- Łatwe opanowanie techniki pracy materiałem, szybkie rezultaty
- Intuicyjna praca bez standardów odcieniowych
- Nie klejąca się, zoptymalizowana konsystencja
- Długa odporność na działanie lampy zabiegowej i światła otoczenia
- Optymalna zdolność do polerowania, odporny na ścieranie, trwały połysk
- Naturalna fluorescencja, wysoka stabilność koloru
- Efekt kameleona – niewidoczne wypełnienia

Formy sprzedaży

REF 1930	Zestaw strzykawki 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO), akcesoria
REF 1931	Zestaw + bondu strzykawki 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO) + Futurabond NR SingleDose 50 szt., akcesoria
REF 1969	Kolornik
REF 1950	Zestaw Caps 128 × 0,25 g (po 16 O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO), akcesoria
REF 1951	Zestaw + bondu Caps 128 × 0,25 g (po 16 O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8 g (HT, HO) + Futurabond NR SingleDose 50 szt., akcesoria

Odcienie podstawowe	Strzykawki 4 g	Caps 16 × 0,25 g
Opaque, O1	REF 1933	REF 1953
Opaque, O2	REF 1934	REF 1954
Opaque, O3	REF 1935	REF 1955
Opaque, O4	REF 1936	REF 1956
Opaque, O5	REF 1937	REF 1957
Opaque, O Bleach	REF 1938	REF 1958
Odcienie szkliste		
Translucent light, TL	REF 1940	REF 1960
Translucent neutral, TN	REF 1941	REF 1961
Translucent dark, TD	REF 1942	REF 1962

Amaris® Flow



Wysoko estetyczny światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy

Zalety

- Idealne uzupełnienie systemu Amaris
- Proste modelowanie brzegu siecznego
- Łatwa aplikacja
- Cienkie końcówki umożliwiają aplikację niewielkich ilości materiału

Amaris® Gingiva



Wysoce estetyczny światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy w kolorze dziąsła

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy V (próchnica szyjek zębowych, odsłonięte korzenie, ubytki klinowe) szczególnie w przypadku recesji dziąsła w następstwie np. choroby przyzębia

Pokrycie obnażonych, przebarwionych, nadwrażliwych szyjek zębowych, zwłaszcza w widocznym odcinku przednim

Wysokoestetyczna korekcja wadliwego ustawienia zębów, licowanie bezpośrednie, licówki oraz korekcje na granicy estetyki „czerwonej” i „białej”

Zalety

- Jeden odcień podstawowy, w połączeniu z 3 mieszanymi odcieniami opakerowymi, pozwala odtworzyć praktycznie każdy kolor dziąsła
- Estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla ubytków oraz defektów klinowych w okolicy szyjek zębowych obnażonych na skutek recesji dziąsła
- Najnowsza technologia kompozytowa – sprawdzona jakość systemu Amaris w kolorach dziąsła

Formy sprzedaży

Odcienie indywidualne	Strzykawki 2 x 1,8 g
High translucent, HT	REF 1945
High opaque, HO	REF 1946

Formy sprzedaży

REF 1970	Zestaw strzykawka 4 g w odcieniu nature, strzykawki 3 x 1,2 g w odcieniach opakerowych (white, light, dark), akcesoria
REF 1971	Strzykawka 4 g w odcieniu nature

Grandio®SO



Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy

Wskazania

Wypełnienia klas I do V
 Rekonstrukcja traumatycznie uszkodzonych zębów przednich
 Licowanie przebarwionych zębów przednich
 Korekty kształtu oraz koloru dla poprawienia estetyki
 Blokowanie, szynowanie rozchwianych zębów
 Odbudowa ścian zęba
 Restauracja mlecznych zębów
 Odbudowa rdzenia oraz korony zęba
 Wypełnienie kompozytowe typu inlay

Zalety

- Podobny do tkanki zęba materiał wypełniający do niezawodnej odbudowy
- Największa zawartość wypełniaczy (89% wag.)
- Odpowiada najwyższym wymaganiom w leczeniu zębów przednich oraz bocznych, uniwersalny
- Wysoka odporność na światło
- Optymalne określenie zacienienia bądź skali przezroczystości substancji, w celu uzyskania koloru zęba przy pomocy tylko jednej barwy
- Inteligentny system kolorów z nowymi barwami ^{vc}A3.25 i ^{vc}A5 do zastosowania w każdej sytuacji klinicznej
- Elastyczna konsystencja, nie klejący się materiał, najlepsza plastyczność
- Łatwość polerowania – utrzymująca się gładka powierzchnia
- Kompatybilny ze wszystkimi konwencjonalnymi bondami

Formy sprzedaży

REF 2600	Zestaw strzykawki 5 × 4 g (A2, A3, ^{vc} A3.25, A3.5, ^{vc} A5), kolornik	REF 2640	Zestaw Caps 80 × 0,25 g (po 16 A2, A3, ^{vc} A3.25, A3.5, ^{vc} A5), kolornik
REF 2601	Zestaw + bondu strzykawki 5 × 4 g (A2, A3, ^{vc} A3.25, A3.5, ^{vc} A5), kolornik + Futurabond NR <i>SingleDose</i> 50 szt., akcesoria	REF 2641	Zestaw + bondu Caps 80 × 0,25 g (po 16 A2, A3, ^{vc} A3.25, A3.5, ^{vc} A5), kolornik + Futurabond NR <i>SingleDose</i> 50 szt., akcesoria
REF 2607	Kolornik		

Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 16 × 0,25 g	Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 16 × 0,25 g	Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 16 × 0,25 g
A1	REF 2610	REF 2650	^{vc} A5	REF 2616	REF 2656	OA1	REF 2630	REF 2670
A2	REF 2611	REF 2651	B1	REF 2619	REF 2659	OA2	REF 2631	REF 2671
A3	REF 2612	REF 2652	B2	REF 2620	REF 2660	OA3.5	REF 2633	REF 2673
^{vc} A3.25	REF 2613	REF 2653	B3	REF 2621	REF 2661	BL	REF 2635	REF 2675
A3.5	REF 2614	REF 2654	C2	REF 2624	REF 2664			
A4	REF 2615	REF 2655	D3	REF 2627	REF 2667			

Grandio®SO Flow



Uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy

Wskazania

Wypełnienia ubytków klas I do V
 Minimalna terapia wypełnieniowa
 Poszerzone uszczelnianie bruzd
 Podparcie podcięć
 Jako podkład lub wyścielenie ubytku, naprawa wypełnienia, licówki
 Umocnienie przepuszczającej światło protezy (np. korony ceramicyznej itd.)
 Blokowanie i szynowanie zębów (np. włókna szklane)
 Zastosowanie jako materiał bazowy w kombinacji z włóknem szklanym lub do preparacji czasowych koron i mostów

Zalety

- Kompozyt płynny o średniej lepkości – tzn. Idealna zdolność rozprowadzania z pełnym połączeniem wszystkich ścian ubytku
- Uniwersalne zastosowanie – wskazany w leczeniu ubytków wszystkich klas
- Lepsze fizyczne właściwości niż w różnych innych materiałach wypełnieniowych np. pod względem twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie
- Bardzo wysoka zawartość materiału wypełniającego- ponad 80% w stosunku wagowym
- Pewna i precyzyjna aplikacja
- 13 kolorów do estetycznej restauracji – idealnie dostosowany do GrandioSO
- Wysoka stabilność barw
- Bardzo dobra polerowalność i stały połysk
- Ekstremalnie wysoka rozpoznawalność na zdjęciu RTG (500%Al) przy zastosowaniu barwy WO dla szczególnie dobrego kontrastu z substancją zębową i innymi materiałami wypełniającymi
- Dostępny w niekapiącej strzykawce technologii NDT® lub w kapsułkach z elastyczną metalową igłą

Formy sprzedaży

REF 2720 Zestaw strzykawki 5 x 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kolornik, akcesoria
 REF 2607 Kolornik

Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2722	REF 2742	VOA5	REF 2727	–	OA2	REF 2734	–
A2	REF 2723	REF 2743	B1	REF 2729	REF 2749	BL	REF 2736	–
A3	REF 2724	REF 2744	B2	REF 2730	–	WO	REF 2737	–
A3.5	REF 2725	REF 2745	C2	REF 2732	–			
A4	REF 2726	REF 2746	I	REF 2733	–			

Grandio®SO Heavy Flow



Płynny uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy – o dużej lepkości

Wskazania

Ubytki klas I do V
 Minimalnie inwazyjna terapia wypełnieniowa
 Poszerzone uszczelnianie bruzd
 Podparcie podcięć
 Jako podkład lub wyścielenie ubytku
 Naprawa wypełnienia lub licówki
 Umocnienie przepuszczającej światło protezy (np. korony ceramicznej itd.)
 Blokowanie i szynowanie zębów (np. za pomocą włókien szklanych)
 Zastosowanie jako materiał bazowy w kombinacji z włóknami szklanymi itp. w celu wytworzenia czasowych koron i mostów

Zalety

- Zwiększona stałość materiału w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami płynnymi tzn. nie pojawia się żaden niepożądany wyciek materiału
- Uniwersalne zastosowanie – wskazane do leczenia ubytków wszystkich klas
- Lepsze fizyczne właściwości niż w różnych innych materiałach wypełnieniowych np. pod względem twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie
- Bardzo wysoka zawartość materiału wypełniającego- ponad 83% w stosunku wagowym
- Precyzyjna aplikacja z pełnym połączeniem wszystkich ścian ubytku
- Precyzyjne dozowanie bez nadmiaru materiału dla skrócenia czasu pracy
- Łatwe wypełnienie podcięć, ubytków przylegających do innych zębów oraz w obszarze przydziąsłowym
- Wspaniale przystosowany do kombinacji z GrandTEC
- 12 barw do estetycznej restauracji – idealnie dostosowany do GrandioSO
- Wysoka stabilność kolorów
- Bardzo dobra polerowalność i długotrwały połysk
- Dostępny w niekapiącej strzykawce technologii NDT® lub w kapsułkach z elastyczną metalową igłą

Formy sprzedaży

REF 2680 Zestaw strzykawki 5 x 2 g (A2, A3, A3.5, ^{vc}A5, WO), kolornik, akcesoria
 REF 2607 Kolornik

Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 16 x 0,25 g
A1	REF 2684	REF 2704	A4	REF 2688	REF 2708	C2	REF 2692	–
A2	REF 2685	REF 2705	^{vc} A5	REF 2689	–	OA2	REF 2693	–
A3	REF 2686	REF 2706	B1	REF 2690	REF 2712	BL	REF 2695	–
A3.5	REF 2687	REF 2707	B2	REF 2691	–	WO	REF 2696	–

GrandTEC®



Wzmocnione żywicą, światłoutwardzalne włókna szklane do zastosowania w stomatologii adhezyjnej

Wskazania

Stabilizacja zębów

- po terapii ortodontycznej
- po terapii paradontologicznej

Wspomaganie w terapii pourazowej

- mocowanie lub szynowanie rozchwianych zębów
- mocowanie fragmentów po ułamaniu

Wzmocnienie / wykonanie tymczasowych mostów kompozytowych

Tymczasowe uzupełnienie po ekstrakcji używając kompozytowego zęba


Tymczasowe uzupełnienie luki przy użyciu usuniętego naturalnego zęba

Tymczasowe uzupełnienie w fazie osteointegracji implantu

Zalety

- Produkt dodatkowy z możliwością rozszerzenia o zastosowania materiałów kompozytowych np.: użycie w terapii pourazowej, paradontologicznej, ortodontycznej, zachowawczej i protetycznej

Przypadek kliniczny



Źródło: Dr. Walter Denner, uzupełnienie luki po ekstrakcji używając usunięty ząb i GrandTEC, Fulda / Niemcy

Formy sprzedaży

REF 1168 Pasków o długości 5 × 55 mm

REF 1169 Zestaw testowy 5 pasków o długości 55 mm, model, pomoce aplikacyjne, GrandISO Heavy Flow strzykawki 2 × 2 g A3, akcesoria



Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I do V
 Rekonstrukcje złamanych / ukruszonych zębów przednich
 Licowanie przebarwionych zębów przednich
 Korekty kształtu i koloru w celu zwiększenia estetyki
 Mocowanie rozchwianych zębów
 Wypełnienia małych ubytków
 Odbudowa kikutów pod korony
 Wypełnienia kompozytowe typu Inlay

Zalety

- Doskonałe właściwości fizyczne gwarantujące długowieczne wypełnienia
- Znacznie mniejszy skurcz polimeryzacyjny w porównaniu do tradycyjnych kompozytów
- Największa zawartość wypełniaczy (87% wag.)
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Wyjątkowo prosty w użyciu dzięki elastycznej konsystencji
- Wysoce estetyczny
- Możliwość stosowania z dowolnym dostępnym na rynku systemem wiążącym
- Do wszystkich klas ubytków
- Dostępny w 16 odcieniach
- Kolornik na podstawie oryginalnych odcieni

Formy sprzedaży

REF 1800 Zestaw strzykawki 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), kolornik
 REF 1801 Zestaw + bondu strzykawki 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), kolornik + Futurabond NR *SingleDose* 50 szt., akcesoria
 REF 1899 Kolornik

REF 1830 Zestaw Caps 50 x 0,25 g (po 10 A1, A2, A3, A3.5, B2), kolornik
 REF 1831 Zestaw + bondu Caps 50 x 0,25 g (po 10 A1, A2, A3, A3.5, B2), kolornik + Futurabond NR *SingleDose* 50 szt., akcesoria

Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 20 x 0,25 g	Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 20 x 0,25 g	Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 20 x 0,25 g
A1	REF 1810	REF 1840	B2	REF 1815	REF 1845	I	REF 1820	REF 1850
A2	REF 1811	REF 1841	B3	REF 1816	REF 1846	OA2	REF 1821	REF 1851
A3	REF 1812	REF 1842	C2	REF 1817	REF 1847	OA3.5	REF 1822	REF 1852
A3.5	REF 1813	REF 1843	C3	REF 1818	REF 1848	BL	REF 1823	REF 1853
A4	REF 1814	REF 1844	D2	REF 1825	REF 1855			
B1	REF 1824	REF 1854	D3	REF 1819	REF 1849			

Grandio® Flow



Uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy

Wskazania

- Wypełnienia małych ubytków klasy I
- Poszerzone lakowanie bruzd i szczelin
- Wypełnienia zastępcze w ubytkach z podcięciami, podparcie podcięć
- Jako podkład lub do wyścielenia ubytku (Technika CBF)
- Wypełnienia ubytków klasy II do V
- Naprawa wypełnień i licówek
- Mocowanie przeziernych protez (np. koron ceramicznych, licówek)

Grandio® Flow w nowej strzykawce NDT®

- NDT® (ang. non-dripping-technology) to technologia zapobiegająca samoczynnemu wyciekaniu i kapaniu zawartego w strzykawce materiału
- Idealnie nadaje się do aplikacji materiałów o niskiej lepkości
- Pozwala na precyzyjną aplikację
- Nie dopuszcza do strat materiału

Zalety


- Optymalna płynność
- Największa zawartość wypełniaczy (80,2% wag.)
- Dokładna zgodność odcieni z materiałem Grandio®
- Bardzo dobre właściwości krycia
- Doskonałe właściwości fizyczne
- Znacznie mniejszy skurcz polimeryzacyjny niż konwencjonalne materiały płynne
- Bardzo dobra odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na zginanie
- Możliwe użycie ze wszystkimi materiałami wiążącymi
- Dzięki specjalnym kolorom BL (jasny wybielony) i WO (biały opakerowy) materiał można zastosować w specyficznych przypadkach: odcień BL nadaje się nie tylko do wybielonych zębów, ale znajdzie również zastosowanie w stomatologii dziecięcej. Natomiast odcień WO (biały opakerowy) jest doskonałą bazą wykorzystywaną np.: do odbudowy zębów lub w przypadku przebarwionej zębiny

Formy sprzedaży

REF 1860	Zestaw strzykawki 8 x 2 g (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2), kolornik
REF 1861	Zestaw + bondu strzykawki 8 x 2 g (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2), kolornik + Futurabond NR <i>SingleDose</i> 50 szt., akcesoria

REF 1877	Zestaw Caps 40 x 0,25 g (po 8 A1, A2, A3, A3.5, OA2), kolornik
REF 1878	Zestaw + bondu Caps 40 x 0,25 g (po 8 A1, A2, A3, A3.5, OA2), kolornik + Futurabond NR <i>SingleDose</i> 50 szt., akcesoria
REF 1899	Kolornik

Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 20 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 20 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 2 g	Caps 20 x 0,25 g
A1	REF 1863	REF 1880	A4	REF 1868	REF 1884	D2	REF 1874	REF 1888
A2	REF 1864	REF 1881	B1	REF 1869	REF 1885	OA2	REF 1870	REF 1889
A3	REF 1865	REF 1882	B2	REF 1867	REF 1886	BL	REF 1871	REF 1890
A3.5	REF 1866	REF 1883	C2	REF 1873	REF 1887	WO	REF 1872	REF 1891



Światłoutwardzalny materiał do wypełnień, bazujący na Ormocer®

Wskazania

Wypełnienia klasy I do V
 Rekonstrukcja odłamanych zębów przednich
 Licowanie przebarwionych zębów przednich
 Korekty kolorystyki i kształtu w celu poprawienia estetyki
 Blokowanie, szynowanie rozchwianych zębów
 Naprawy wypełnień i licówek
 Odbudowy filarów zębów
 Wkłady pośrednie

Zalety

- Doskonała estetyka
- Wspaniała biokompatybilność
- Od lat skuteczny
- Nie klei się, dobrze modelowalny, dobre dopasowanie do brzegów ubytku
- Znacznie mniejszy skurcz polimeryzacyjny w porównaniu do tradycyjnych kompozytów
- Zębopodobna rozciągłość termiczna
- Bardzo dobre przyleganie do zębiny z Admira Bond
- Odporny na ścieranie i wyjątkowo stabilny kolorystycznie
- Idealny do ubytków wszystkich klas

Formy sprzedaży

REF 2420 Zestaw strzykawki 7 × 4 g (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, OA2), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Admira Bond butelka 4 ml, kolornik, akcesoria


REF 2419 Zestaw strzykawki II 7 × 4 g (3 × A2, 3 × A3, 1 × A3.5), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Admira Bond butelka 4 ml, akcesoria

REF 2431 Zestaw strzykawki 3 × 4 g (A2, A3, A3.5), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Admira Bond butelka 4 ml, akcesoria

REF 2439 Kolornik

Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 25 × 0,25 g	Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 25 × 0,25 g	Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 25 × 0,25 g
A1	REF 2421	REF 2451	A4	REF 2425	REF 2458	OA2	REF 2430	–
A2	REF 2422	REF 2452	B2	REF 2426	REF 2455	BL	REF 2437	–
A3	REF 2423	REF 2453	B3	REF 2427	REF 2456	I	REF 2429	–
A3.5	REF 2424	REF 2454	C2	REF 2428	REF 2457			

Admira® Flow



Światłoutwardzalny, ciekły materiał do wypełnień, bazujący na Ormocer®

Wskazania

Wypełnienia małych ubytków
Wypełnienia z minimalnie inwazyjną techniką przygotowania
Poszeżone lakowanie bruzd i szczelin
Blokowanie z podcieni
Jako podkład lub do wycięcia ubytku (technika CBF)
Wypełnienia ubytków klasy III do V
Naprawa wypełnień i licówek urojenia
Mocowanie translucyentnych protez (np. koron ceramicznych, licówek)

Zalety

- Biokompatybilny i znikomy skurcz polimeryzacyjny
- Optymalna płynność (właściwości tiksotropowe) tzn. wysoka płynność podczas aplikacji i opracowywania, stała w czasie spoczynku
- Wysoka elastyczność materiału: absorbujący napęcia materiał podkładowy
- Doskonała przezierność i zgodność kolorów z materiałem Admira
- Doskonałe właściwości krycia
- Dostępny w kapsułkach lub strzykawkach z cienkimi, długimi końcówkami
- Oszczędność czasu aplikacji

Admira® Bond



Jednoskładnikowy materiał wiążący ze szkliwem i zębiną bazujący na Ormocer®

Wskazania

Bezpośrednie wypełnienia wszystkimi światłoutwardzalnymi materiałami wypełnieniowymi (Ormocer®y, kompozyty, kompomery) wszystkich klas ubytków

Zalety

- Na bazie Ormocer®ów
- Silne przyleganie i długotrwała szczelność brzeżna
- Jednoskładnikowy – jedna aplikacja
- Uniwersalny do wszystkich światłoutwardzalnych materiałów wypełnieniowych

Formy sprzedaży

REF 2481 Zestaw strzykawki 3 x 1,8 g (A2, A3, A3.5), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Admira Bond butelka 4 ml, kolornik, akcesoria

Kolory	Strzykawki 2 x 1,8 g	Caps 25 x 0,25 g	Kolory	Strzykawki 2 x 1,8 g	Caps 25 x 0,25 g
A1	REF 2486	REF 2491	A3	REF 2483	REF 2493
A2	REF 2482	REF 2492	A3.5	REF 2484	REF 2494

Formy sprzedaży

REF 2432 Butelka 2 x 4 ml
REF 2479 Butelka 4 ml

Arabesk Top



Mikrohybrydowy światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I do V
Rekonstrukcja złamanych zębów przednich
Licowanie przebarwionych zębów przednich
Korekty kolorystyki i kształtu w celu poprawienia estetyki
Mocowanie rozchwianych zębów
Szczególnie zalecany do wypełnień kompozytowych typu Inlay

Zalety

- Optymalne opracowywanie oraz wysoka estetyka
- Łatwy do upychania i modelowania
- Doskonała zdolność do polerowania
- Efekt kameleona
- Długotrwałe wypełnienia
- Mały skurcz polimeryzacyjny
- Uniwersalne zastosowanie do wszystkich klas ubytków

Formy sprzedaży

REF 1530	Zestaw strzykawki 7 x 4 g (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, OA2), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Solobond M butelka 4 ml, akcesoria
REF 2108	Kolornik

Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 25 x 0,25 g
A1	REF 1532	REF 1556
A2	REF 1533	REF 1547
A3	REF 1534	REF 1548
A3.5	REF 1535	REF 1549

Kolory	Strzykawka 4 g	Caps 25 x 0,25 g
B2	REF 1537	—
B3	REF 1538	—
C2	REF 1539	—
OA2	REF 1541	—

Arabesk



Światłoutwardzalny, drobnohybrydowy materiał kompozytowy z systemem multiwypełniaczy VOCO Sintraglas

Wskazania

Patrz Arabesk Top

Zalety

- Wysoka stabilność i odporność na ścieranie
- Dobra zdolność do upychania i adaptacja
- Bardzo dobra estetyka i dopasowanie kolorystyczne do zęba
- Doskonała zdolność do polerowania
- Uniwersalne zastosowanie

Formy sprzedaży

REF 1338 Zestaw strzykawki 7 × 4 g, (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Solobond M butelka 4 ml, akcesoria

REF 2105 Kolornik

Kolory	Strzykawka 4 g
A1	REF 1339
A2	REF 1340
A3	REF 1341
A3.5	REF 1342
B2	REF 1343
B3	REF 1344
I	REF 1346

Arabesk Flow



Światłoutwardzalny, ciekły, ceramiczno-szklany, mikrohybrydowy materiał kompozytowy do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia małych ubytków
Poszerzone lakowanie bruzd i szczelin
Wypełnienia ubytków klasy III do V
Jako podkład lub do wyścielenia ubytku (Technika CBF)
Naprawa wypełnień i licówek
Mocowanie przeziernych protez (np. koron ceramicznych, licówek)

Zalety

- Optymalna płynność z bardzo dobrymi właściwościami krycia
- Wysoka estetyka (efekt kameleona)
- Właściwości tiksotropowe
- Silne przyleganie w połączeniu z Solobond M
- Precyzyjna aplikacja
- Oszczędny w użyciu

Formy sprzedaży

Kolory	Strzykawka 3 g	Caps 25 × 0,25 g
A2	REF 1563	REF 1560
A3	REF 1564	REF 1561
A3.5	REF 1565	REF 1562

Polofil® Supra



Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I do V
Mocowanie rozchwianych zębów
Licowanie przebarwionych zębów przednich
Rekonstrukcja odłamanych zębów przednich

Zalety

- Łączy w sobie zalety mikro i makrofilowych kompozytów
- Nie klei się, łatwo się upycha
- Odporny na ścieranie i stabilny kolorystycznie
- Niski skurcz polimeryzacyjny

Formy sprzedaży

REF 1360 Zestaw strzykawki 7 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I), Vococid Gel strzykawka 5 ml, Solobond M butelka 4 ml, akcesoria

REF 1373 Zestaw strzykawki 3 × 4 g (A2, A3, A3.5), Vococid butelka 3 ml, Solobond M butelka 4 ml, akcesoria

REF 2107 Kolornik

Kolory	Strzykawka 4 g
A1	REF 1361
A2	REF 1362
A3	REF 1363
A3.5	REF 1364
B2	REF 1365
B3	REF 1366
I	REF 1368



Światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy do wypełnień w zębach bocznych

Wskazania

Wypełnienia klasy I i II
Odbudowy filarów zębów

Zalety

- Możliwość utwardzania warstwy do 4 mm
- Czas utwardzania jednej warstwy tylko 10 sekund
- Uniwersalny odcień
- Długotrwałe i ekonomiczne wypełnienia
- Zredukowany czas pracy, szczególnie w połączeniu z Futurabond DC *SingleDose*
- Proste zastosowanie
- Doskonałe właściwości fizyczne

Przypadek kliniczny



1
Ząb 26 z wymagającym wymiany wypełnieniem amalgamatowym



2
Błyszcząca powierzchnia pokazuje dobre pokrycie systemem wiążącym przed polimeryzacją



3
Modelowanie brzegów ścian na opasce



4
Wypełnianie ubytku 4 mm warstwami



5
Wypełnienie ubytku od strony podniebienia



6
Wykończone z użyciem x-tra fil

Źródło: Prof. Jürgen Manhart, Monachium / Niemcy

Formy sprzedaży

REF 1739	Strzykawki 10 × 5 g
REF 1740	Strzykawka 5 g
REF 1741	Caps 20 × 0,25 g



Światłoutwardzalny materiał odbudowujący oraz wypełnieniowy w obrzaskie zębów trzonowych

Wskazania

Światłoutwardzalny, szary materiał kompozytowy do odbudowy zrębu zęba i wypełnień klasy I i II

Zalety

- Widoczna różnica pomiędzy wypełnieniem i tkankami twardymi zęba dzięki szaremu zabarwieniu
- Prosta aplikacja, a przy tym doskonałe właściwości fizyczne
- Wysoki stopień cieniowania na zdjęciach rtg
- Możliwość stosowania z dowolnym światłoutwardzalnym systemem łączącym do szkliwa / zębiny

Formy sprzedaży

REF 1058	Strzykawka 4 g
----------	----------------

x-tra base



Płynna, światłoutwardzalna baza kompozytowa

Wskazania

Podkład (wypełnienie bazowe) w przypadku ubytków klasy I i II
Podkład wyściełający ubytki, warstwa bazowa wypełnienia w przypadku ubytków klasy I i II

Zalety

- Baza wypełnienia o grubości 4 mm w jednym prostym etapie
- Niezawodna polimeryzacja w ciągu zaledwie 10 sekund (odcień uniwersalny)
- Doskonałe powinowactwo do powierzchni zapewnia wyjątkową adaptację brzeżną
- Niski skurcz polimeryzacyjny
- Wysoki stopień cieniowania na zdjęciach rtg (350%AI)
- Samopoziomujący
- Można łączyć go z dowolnym systemem łączącym na bazie metakrylanów lub kompozytami
- Niekapiąca strzykawka NDT® lub wygodne kapsułki Flow-Caps z giętą metalową kaniulą zapewniają niezawodną, precyzyjną i dokładną aplikację
- Dostępny także w kolorze A2

Aplikacja



Całkowicie opracowany ubytek



Pokrycie ścian ubytku materiałem Futurabond DC



Zacznij od najgłębszego punktu ubytku...



... i nałóż warstwę x-tra base o grubości nawet 4 mm



Nałóż 2 mm warstwę zwarciową z materiału GrandioSO



Wykończzone wypełnienie

Formy sprzedaży

REF 1790 Strzykawki 2 x 2 g universal
REF 1791 Strzykawki 2 x 2 g A2

REF 1794 Caps 16 x 0,25 g universal
REF 1795 Caps 16 x 0,25 g A2

Twinky Star®



Kolorowy, światłoutwardzalny kompomerowy materiał wypełnieniowy z brokatem

Wskazania

Wypełnienia w zębach mlecznych

Zalety

- Ośiem atrakcyjnych błyszczących kolorów
- Szybkie i proste użycie z kapsułek
- Doskonała zdolność do polerowania
- Uwalnianie fluoru
- Materiał bazujący na sprawdzonej technologii kompomerów VOCO
- Kolornik bazujący na oryginalnym materiale
- Dzieci chętniej zgadzają się na wizytę u stomatologa
- Dzieci zapominają o strachu przed zabiegiem



Kolorowe wypełnienia Twinky Star w zębach mlecznych

Formy sprzedaży

REF 1679	Zestaw + bondu Kapsułek 40 × 0,25 g + Futurabond M <i>SingleDose</i> 50 szt., kolornik
REF 1680	Zestaw Caps 40 × 0,25 g w różnych kolorach, kolornik
REF 1689	Kolornik

Kolory	Caps 25 × 0,25 g	Kolory	Caps 25 × 0,25 g
Gold	REF 1681	Green	REF 1685
Silver	REF 1682	Orange	REF 1686
Blue	REF 1683	Lemon	REF 1687
Pink	REF 1684	Berry	REF 1688

Glasiosite®



Światłoutwardzalny, kompomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia w zębach mlecznych

Wypełnienia ubytków klasy III i V

Licowanie przebarwionych zębów przednich

Tymczasowe wypełnienia ubytków klasy I i II

Poszerzone lakowanie bruzd i szczelin

Zalety

- Wysoka odporność na ścieranie, zgniatanie i ściskanie
- Doskonałe przyleganie do zębiny i szkliwa dzięki systemowi wiążącemu bez wytrawiania Futurabond NR
- Dobra zdolność do modelowania i polerowania
- Stosując Futurabond NR: ekonomiczny i szybki system wiążący do zębiny i szkliwa bez konieczności wytrawiania
- Długotrwała estetyka dzięki wysokiej stabilności koloru i dobrej przezierności
- Ciągłe uwalnianie fluoru

Formy sprzedaży

REF 1600	Zestaw Caps 40 × 0,25 g (10 × A3, 10 × A4, 5 × A2, 5 × A3.5, 5 × B3, 5 × C2), Futurabond NR butelka 2 × 4 ml, kolornik, akcesoria
----------	---

Kolory	Caps 25 × 0,25 g	Kolory	Caps 25 × 0,25 g
A2	REF 1601	A4	REF 1604
A3	REF 1602	B3	REF 1605
A3.5	REF 1603	C2	REF 1606

Curvy



Anatomicznie ukształtowane kliny międzyzębowe do wykonywania wypełnień stomatologicznych

Wskazania

Środek pomocniczy w terapii wypełnieniowej przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju formówek

Separowanie zębów w celu zapewnienia pewnego przylegania

Zalety

- Uszczelnianie, naprawa i separacja specjalną formą
- Optywowy klin imituje anatomiczny kształt zęba
- Można łączyć z formówkami pierścieniowymi i częściowymi
- Cztery rozmiary: mały, średni, duży, bardzo duży
- Najłatwiejsze zastosowanie dzięki drobnej końcówce i trójwymiarowej formie
- Uwypuklona podstawa w celu zredukowania nacisku na brodawki dziąsłowe
- Wyprodukowane z materiałów kompozytowych: żadnych obrzęków, wyciągnięcia włókien oraz przebarwień



Oznaczenie klinów różnymi barwami w zależności od ich wielkości i kierunku zakrzywienia

Formy sprzedaży

REF 2060	Zestaw 6 x 52 szt. mixed
REF 2061	6 x 52 szt. small
REF 2062	6 x 52 szt. medium
REF 2063	6 x 52 szt. large
REF 2064	6 x 52 szt. extra large

Dimanto®



Jednostopniowy materiał do politurę diamentem; do wstępnej i z wysokim połyskiem polerki kompozytów

Wskazania

Jednostopniowy system polerujący do wstępnej i z wysokim połyskiem polerki wykończonych restauracji kompozytowych

Zalety

- Bardzo dobre efekty
- Dostosowany do wszystkich kompozytów- również tych najnowszej generacji
- Przetykany diamentami dla efektywnej politurę
- Minimalny nakład instrumentów, polerka wstępna i z wysokim połyskiem za pomocą tylko jednego narzędzia
- Sterylizowalny, a co za tym idzie nadający się do wielokrotnego użytku
- Dostępny w pięciu różnych formach do precyzyjnej i indywidualnej politurę
- Może być stosowany z lub bez chłodzenia wodą

Formy sprzedaży

REF 2380	Zestaw 5 szt. mixed (po 1 małej i dużej strzykawce, małym i dużym kielichu, soczewka)
REF 2381	10 szt. mała strzykawka
REF 2382	10 szt. duża strzykawka
REF 2383	10 szt. mały kielich
REF 2384	10 szt. duży kielich
REF 2385	10 szt. soczewka



Światłoutwardzalny szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy III i V, szczególnie w przypadku ubytków szyjek i korzeni zębowych

Wypełnienia zębów mlecznych

Niewielkie ubytki klasy I

Wypełnienia tymczasowe

Odbudowa filarów zębowych

Materiał podkładowy

Zalety

- Prostota aplikacji, możliwość modelowania bezpośrednio po nałożeniu
- Nie przykleja się do narzędzi
- Nie wymaga wytrawiania powierzchni zęba przed założeniem wypełnienia
- Nie wymaga lakierowania
- Idealny do techniki Sandwich
- Nie wypływa z ubytku

Przypadek kliniczny



Przed



Po

Źródło: Dr. Isma Goltz, Brema / Niemcy

Formy sprzedaży

REF 1990	Proszek / płyn (12 g / 5 ml) A1, bloczek do mieszania, akcesoria
REF 1991	Proszek / płyn (12 g / 5 ml) A2, bloczek do mieszania, akcesoria
REF 1992	Proszek / płyn (12 g / 5 ml) A3, bloczek do mieszania, akcesoria

VOCO Ionofil® Molar AC Quick



Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Patrz VOCO Ionofil Molar AC

Zalety

- Bardzo dobra kondensacja
- Nie klejąca się konsystencja
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie, ściskanie i zgniatanie
- 40% więcej materiału niż w porównywalnych kapsułkach innych wypełnień
- Silne przyleganie do zębiny i szkliwa
- Bardzo stabilne wypełnienia bez szczeliny brzeżnej
- Stałe uwalnianie fluoru
- Widoczny na zdjęciach RTG
- Biokompatybilny
- Podobna do substancji zęba, estetyczna przezierność
- Dostępny w 3 kolorach (A1, A2, A3)
- Dzięki krótkiemu czasowi wiązania (2,5 min) VOCO Ionofil Molar AC Quick nadaje się szczególnie w przypadku niespokojnych pacjentów oraz dzieci

Formy sprzedaży

REF 1630	Zestaw kapsułek 48 szt. (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), Final Varnish LC butelka 3 ml
REF 1469	Zestaw kapsułek 20 szt. A3, AC Activator, AC Applicator
REF 1631	Kapsułek 48 szt. A1
REF 1634	Kapsułek 48 szt. A2
REF 1632	Kapsułek 48 szt. A3

Easy Glaze®



Światłoutwardzalny lakier, zawierający cząsteczki nano, do uszczelniania powierzchni

Wskazania

Uszczelnianie powierzchni cementów szkło-jonomerowych, koron i mostów prowizorycznych oraz ostatecznych wypełnień kompozytowych

Ochrona powierzchni cementów przed wpływami wilgoci i przesuszeniem bezpośrednio po nałożeniu

Uszczelnianie szkło-jonomerowych podkładów i odbudów przed wykonaniem wycisku

Uszczelnianie i ochrona adhezyjnych połączeń między wypełnieniem a tkankami zęba

Zalety

- Błyszcząca i estetyczna powierzchnia
- Łatwy w użyciu
- Zapewnia ochronę przed przebarwieniami zębów

W połączeniu z preparatem VOCO Ionofil® Molar AC / Quick

- Ochrona przed wilgocią i przesuszeniem bezpośrednio po nałożeniu wypełnienia
- Naturalna fluorescencja
- Naturalny połysk

Formy sprzedaży

REF 1016	Butelka 5 ml, akcesoria
----------	-------------------------

VOCO Ionofil® Molar AC



Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I w zębach bocznych w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzalnych
Długotrwałe tymczasowe wypełnienia ubytków klasy I i II
Podkłady i odbudowy pod wypełnienia
Odbudowy filarów zębów pod korony protetyczne
Wypełnienia zębów mlecznych
Wypełnienia ubytków klinowych i erozji szkliwa w obszarze szyjek zębów

Zalety

- 40% więcej materiału niż w porównywalnych kapsułkach innych wypełnień
- Dostępny w 3 kolorach (A1, A2, A3)
- Dalsze zalety patrz VOCO Ionofil Molar

VOCO Ionofil® Molar



Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I w zębach bocznych w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzalnych
Długotrwałe tymczasowe wypełnienia ubytków klasy I i II
Odbudowy pod wypełnienia i podkłady
Wypełnienia zębów mlecznych
Wypełnienia ubytków klinowych i erozji szkliwa w obszarze szyjek zębów
Odbudowy filarów zębów

Zalety

- Bardzo dobra kondensacja
- Nie klejąca się konsystencja
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie, ściskanie i zgniatanie
- Silne przyleganie do zębiny i szkliwa
- Bardzo stabilne wypełnienia
- Stałe uwalnianie fluoru
- Widoczny na zdjęciach RTG
- Biokompatybilny
- Podobna do substancji zęba, estetyczna przezierność

Formy sprzedaży

REF 1463	Zestaw kapsułek 48 szt. (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), Final Varnish LC butelka 3 ml
REF 1464	Kapsułek 48 szt. A1
REF 1460	Kapsułek 48 szt. A2
REF 1465	Kapsułek 48 szt. A3

Formy sprzedaży

REF 1441	Proszek / płyn 3 × 15 g proszek (A1, A2, A3), płyn butelka 10 ml, Final Varnish LC butelka 3 ml
REF 1447	Proszek 15 g A1
REF 1442	Proszek 15 g A2
REF 1443	Proszek 15 g A3
REF 1448	Płyn 10 ml

Ionofil® Plus



Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Wypełnienia ubytków klinowych i erozji szkliwa w obszarze szyjek zębów

Podkłady

Wypełnienia zębów mlecznych

Wypełnienia uszkodzeń spowodowanych próchnicą

Wypełnienia ubytków klasy III

Poszerzone lakowanie bruzd i szczelin

Zalety

- Konsystencja łatwa do rozprowadzenia
- Dobre dopasowanie do brzegów ubytku
- Dobrze dobrana płynność
- Długotrwałe uwalnianie fluoru
- Ulepszona technologia szkło-jonomerowa
- Bardzo dobra estetyka w kolorach A1, A2, A3, B3

Formy sprzedaży

REF 1700	Zestaw kapsulek 48 szt. (8 × A1, 32 × A3, 8 × B3), Final Varnish LC butelka 3 ml
REF 1701	Kapsulek 48 szt. A1
REF 1702	Kapsulek 48 szt. A3
REF 1703	Kapsulek 48 szt. B3

REF 1520	Proszek / płyn 3 × 15 g proszek (A1, A2, A3), płyn butelka 10 ml, Final Varnish LC butelka 3 ml, akcesoria
REF 1521	Proszek 15 g A1
REF 1525	Proszek 15 g A2
REF 1522	Proszek 15 g A3
REF 1524	Butelka 10 ml

Aqua Ionofil Plus



Zarabiany z wodą szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Wskazania

Wypełnianie ubytków w zębach mlecznych (szczególnie Kl. I)
Wypełnianie ubytków klinowych, erozji szkliwa i korzenia w okolicach przyszyjkowych, włączając w to ubytki klasy V
Wypełnianie ubytków próchnicznych
Wypełnianie ubytków Kl. III i niewielkich ubytków Kl. I
Poszerzone lakowanie bruzd i szczelin
Nadbudowa kikutów pod korony
Wypełnienia bazowe (podkłady)

Zalety

- Ulepszona technologia szkło-jonomerowa
- Bardzo dobra estetyka w trzech kolorach
- Proste rozrabianie z wodą
- Wcześniejsze dozowanie proszku, co zapobiega przedawkowaniu kwasów
- Dobra do rozprowadzania konsystencja
- Dobre dopasowanie do brzegów ubytku

Final Varnish LC



Światłoutwardzalny lakier do uszczelnienia wypełnień z materiałów szkło-jonomerowych

Wskazania

Uszczelnianie i wygładzanie powierzchni cementów szkło-jonomerowych
Ochrona powierzchni cementów przed wpływami wilgoci i przesuszeniem

Zalety

- Długotrwała ochrona i pewne uszczelnienie

Formy sprzedaży

REF 1509	Proszek 3 x 15 g (A1, A2, A3), Final Varnish LC butelka 3 ml, akcesoria
REF 1510	Proszek 15 g A1
REF 1513	Proszek 15 g A2
REF 1511	Proszek 15 g A3
REF 2110	Kolornik

Formy sprzedaży

REF 1241	Butelka 2 x 3 ml
----------	------------------

Argion Molar AC



Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień zawierający srebro

Wskazania

Odbudowy filarów zębów
Długotrwałe tymczasowe wypełnienia ubytków klasy I i II
Podkłady i odbudowy pod wypełnienia
Wypełnienia zębów mlecznych

Zalety

- Bardzo dobra zdolność do upychania
- Nie klejąca się konsystencja
- Dobra widoczność na zdjęciach RTG dzięki drobnym cząsteczkom srebra
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie, ściskanie i zgniatanie
- Silne przyleganie do zębiny i szkliwa
- Stałe uwalnianie fluoru

Argion



Zarabiany z wodą wzmocniony srebrem materiał szkło-jonomerowy do wypełnień

Wskazania

Odbudowy filarów zębów pod korony protetyczne
Wypełnienia zębów mlecznych
Podkłady i odbudowy pod wypełnienia

Zalety

- Bardzo dobra widoczność na zdjęciach RTG
- Stałe uwalnianie fluoru
- Wysoka stabilność i odporność na ściskanie
- Prosty w użyciu, rozrabiany z wodą
- Brak ryzyka przedawkowania kwasów

Formy sprzedaży

REF 1476 Zestaw kapsułek 48 szt., Final Varnish LC butelka 3 ml

Formy sprzedaży

REF 1176 Proszek 15 g z buteleczką dozującą

Futurabond® DC



Światło- i chemoutwardzalny samowytrawiający system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano

Wskazania

Bezpośrednie wypełnienia kompozytami chemo- lub dualutwardzalnymi i odbudowy filarów zębów

Bezpośrednie wypełnienia światłoutwardzalnymi materiałami na bazie kompozytów, kompomerów i Ormocer®ów

Mocowanie sztyftów kanałowych chemo- i dualutwardzalnymi cementami kompozytowymi


Pośrednie wypełnienia; stosując dual- / chemoutwardzalne cementy kompozytowe do mocowania wkładów, nakładów, koron i mostów

Zalety

- Uniwersalne zastosowanie
- Chemiczne utwardzenie w obszarach niedostępnych dla światła dzięki dodatkowemu aktywatorowi DC
- Futurabond DC osiąga bez wytrawiania substancji zęba takie same właściwości przylegania jak systemy całkowitego wytrawiania
- Tolerujący wilgoć
- Długotrwała szczelność brzeżna
- Prosta i szybka aplikacja – jedna warstwa, jedno naświetlenie
- Uwalnia fluor
- Nie wymaga przechowywania w lodówce
- Idealny w stomatologii dziecięcej

Prościej już nie można!

Po prostu ścisnąć! Po prostu zastosować!



Futurabond® DC w praktycznym opakowaniu *SingleDose*

- Prosta, szybka i higieniczna aplikacja
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Nie wycieka



Formy sprzedaży

REF 1163 Butelka 2 x 4 ml (płyn 1 / płyn 2), akcesoria

REF 1164 *SingleDose* 50 szt., akcesoria

REF 1165 *SingleDose* 200 szt., akcesoria

Futurabond® NR



Światłoutwardzalny, samowytrawiający system wiążący z cząsteczkami nano

Wskazania



Bezpośrednie wypełnienia wszystkimi światłoutwardzalnymi materiałami wypełnieniowymi
Leczenie nadwrażliwości zębiny

Zalety

- Równie silne przyleganie jak preparaty stosowane w technice całkowitego wytrawiania
- Długotrwała szczelność brzeżna
- Tolerujący wilgoć
- Prosta i szybka aplikacja – jedna warstwa, jedno naświetlenie
- Uniwersalny do wszystkich światłoutwardzalnych materiałów wypełnieniowych
- Idealny w stomatologii dziecięcej
- Uwalnia fluor
- Nie wymaga przechowywania w lodówce

Prościej już nie można!

Po prostu ścisnąć! Po prostu zastosować!



Futurabond® M



Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy samowytrawiający system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano

Wskazania

Bezpośrednie wypełnienia wszystkich klas ubytków światłoutwardzalnymi materiałami wypełnieniowymi

Zalety

- Doskonałe przyleganie do zębiny i szkliwa
- Prosta i szybka aplikacja – jedna warstwa, jedno naświetlenie
- Uniwersalny do wszystkich światłoutwardzalnych materiałów wypełnieniowych
- Idealny w stomatologii dziecięcej

Futurabond® M w praktycznym opakowaniu *SingleDose*

- Prosta, szybka i higieniczna aplikacja
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Nie wycieka



Formy sprzedaży

REF 1148	Butelka 2 x 4 ml (płyn A / płyn B), akcesoria
REF 1152	SingleDose 50 szt., akcesoria
REF 1153	SingleDose 200 szt., akcesoria

Formy sprzedaży

REF 1350	Butelka 5 ml, akcesoria
REF 1351	Butelka 3 x 5 ml
REF 1352	SingleDose 50 szt., akcesoria
REF 1353	SingleDose 200 szt., akcesoria

Solobond M



Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy materiał wiążący ze szkliwem i zębina

Wskazania

Bezpośrednie wypełnienia wszystkimi światłoutwardzalnymi materiałami wypełnieniowymi wszystkich klas ubytków

Zalety

- Jedskładnikowy – jedna aplikacja
- Znakomite wiązanie
- Wysoka elastyczność materiału i długotrwała szczelność brzeżna
- Natychmiastowy efekt wiązania ułatwia aplikację materiału wypełnieniowego
- Uniwersalny do wszystkich światłoutwardzalnych materiałów wypełnieniowych

Solobond Plus



Światłoutwardzalny materiał wiążący ze szkliwem i zębina

Wskazania

Bezpośrednie wypełnienia materiałami kompozytowymi wszystkich klas ubytków

Adhezyjne mocowanie koron, mostów, prac typu Inlay i Onlay oraz licówek za pomocą cementów kompozytowych

Do światło-, dual- i chemoutwardzalnych kompozytów

Zalety

- Szybkie i oszczędzające czas użycie
- Możliwe użycie w technice całkowitego lub częściowego wytrawiania
- Optymalnie dopasowany do zębiny i szkliwa system dwuskładnikowy
- Natychmiastowy efekt wiązania ułatwia aplikację i modelowanie materiału wypełnieniowego
- Uniwersalne zastosowanie

Formy sprzedaży

REF 1225	Zestaw butelka 4 ml, Vococid Gel strzykawka 5 ml, akcesoria
REF 1226	Butelka 2 x 4 ml


Formy sprzedaży

REF 1044	Zestaw butelka 2 x 4 ml primer / adhezyw, Vococid Gel strzykawka 5 ml, akcesoria
REF 1048	Butelka 4 ml primer
REF 1049	Butelka 4 ml adhezyw

WYPEŁNIENIA POŚREDNIE

Wypełnienia pośrednie – materiały mocujące, materiały do prowizoriów oraz odbudowy filarów firmy VOCO.

VOCO oferuje szeroki wachlarz materiałów do mocowania. Obejmuje on wzmacniane żywicą cementy szkło-jonomerowe i kompozyty mocujące. Dzięki materiałom do wycisków oraz wysokoestetycznym materiałom kompozytowym będą Państwo w stanie wykonać prowizorium, które sprosta największym wymaganiom. Katalog produktów obejmuje również inteligentne, kompletne rozwiązania pozwalające na odbudowę zęba oraz filaru na sztyfcie po leczeniu endodontycznym.



Bifix® SE



Podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny system do mocowania prac protetycznych na bazie kompozytu

Wskazania

Trwałe adhezyjne mocowanie prac protetycznych typu Inlay i Onlay, koron, mostów wykonanych z ceramiki, cyrkonu, kompozytu i / lub metalu
Trwałe mocowanie sztyftów metalowych, ceramicznych i wzmacnianych włóknami szklanymi w kanale korzeniowym

Zalety

- Brak konieczności wytrawiania i stosowania systemu wiążącego
- Krótki czas wiązania w jamie ustnej
- Najprostszy sposób usuwania nadmiarów
- Doskonałe przyleganie do wszystkich materiałów
- Bardzo niska rozpuszczalność w wodzie
- Bezbłędne mieszanie
- Znakomita biokompatybilność
- Dostępny w trzech odcieniach



1-2 sek. 180-240 sek.



Proste usunięcie nadmiarów w płynnej fazie.

Krótkie naświetlenie lampą polimeryzacyjną przez 1 - 2 sekundy umożliwia usunięcie nadmiarów skalarem lub innym narzędziem.

Formy sprzedaży

REF 1784	Zestaw QuickMix strzykawki 3 x 5 g (universal, transparent, white-opaque), końcówki mieszające typ 14, końcówki mieszające typ 15 (do stosowania z nakładkami aplikacyjnymi typ 1), nakładki aplikacyjne typ 1
REF 1785	QuickMix strzykawka 5 g universal, końcówki mieszające typ 14 i 15, 5 nakładki aplikacyjne typ 1
REF 1786	QuickMix strzykawka 5 g transparent, końcówki mieszające typ 14 i 15, 5 nakładki aplikacyjne typ 1
REF 1787	QuickMix strzykawka 5 g white-opaque, końcówki mieszające typ 14 i 15, 5 nakładki aplikacyjne typ 1

Bifix® QM



Uniwersalny, światło- i chemoutwardzalny system do mocowania na bazie kompozytów

Wskazania

Trwałe adhezyjne mocowanie prac protetycznych typu Inlay i Onlay, koron, mostów, licówek i sztyftów

Zalety

- Nadaje się do wszystkich materiałów (metal, wkłady kompozytowe i ceramika również tych zawierających tlenek cyrkonu)
- Bezbłędne i wolne od pęcherzyków powietrza mieszanie
- Bezpośrednia aplikacja
- Doskonałe przyleganie do zębiny, szkliwa i metalu
- Specjalny system wiążący gwarantujący silne przyleganie ceramiki
- Widoczny na zdjęciach RTG
- Trzy alternatywne odcienie
- Prosty wybór odcienia przed osadzeniem dzięki pastom Try-In
- Wszystko w jednym zestawie

NOWOŚĆ
Również do mocowań
zawierających tlenek
cyrkonu

Formy sprzedaży

REF 1764	Zestaw Expert – QuickMix strzykawki 3 × 10 g (universal, transparent, white-opaque), końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4, Try-In strzykawki 3 × 1,2 g (universal, transparent, white-opaque), końcówki aplikacyjne typ 41, Ceramic Bond butelka 5 ml + Futurabond DC SingleDose 50 szt., akcesoria
REF 1760	Zestaw QuickMix strzykawki 3 × 10 g (universal, transparent, white-opaque), końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4, Try-In strzykawki 3 × 1,2 g (universal, transparent, white-opaque), końcówki aplikacyjne typ 41, Ceramic Bond butelka 5 ml, akcesoria
REF 1761	Try-In strzykawka 1,2 g universal, akcesoria
REF 1762	Try-In strzykawka 1,2 g transparent, akcesoria
REF 1763	Try-In strzykawka 1,2 g white-opaque, akcesoria
REF 1217	Zestaw QuickMix strzykawka 10 g U (universal), Futurabond DC butelka po 4 ml płyn 1 i 2, Ceramic Bond butelka 5 ml, końcówki mieszające typ 11, końcówki aplikacyjne typ 4, akcesoria
REF 1218	QuickMix strzykawka 10 g universal, końcówki mieszające typ 11, końcówki aplikacyjne typ 4, akcesoria
REF 1219	QuickMix strzykawka 10 g transparent, końcówki mieszające typ 11, końcówki aplikacyjne typ 4, akcesoria
REF 1759	QuickMix strzykawka 10 g white-opaque, końcówki mieszające typ 11, końcówki aplikacyjne typ 4, akcesoria
REF 1106	Ceramic Bond butelka 5 ml

Fit Test® C & B



Addycyjnie wiążący materiał silikonowy przeznaczony do kontroli dopasowania rekonstrukcji protetycznych

Wskazania

Kontrola dopasowania, szczelności brzeżnej i szczeliny przy:

- koronach częściowych lub pełnych jak i mostach
- Inlay / Onlay
- lanych wkładach koronowo-korzeniowych
- bazach metalowych
- opartych na implantach koronach i mostów
- zaczepów i innych elementów wtórnych w protezach

Zalety

- Szybka pomoc diagnostyczna przy wszystkich uzupełnieniach
- Proste użycie ze strzykawki QuickMix – automatyczne i bezbłędne mieszanie
- Bezpośrednia aplikacja
- Optymalna kolorystyka dla uzupełnień ceramicznych i metalowych
- Szybki rezultat dzięki krótkiemu czasowi opracowania i wiązania

Ceramic Bond



Materiał do łączenia kompozytu z ceramiką, w tym zawierających tlenek cyrkonu

Wskazania

System łączący zapewniający optymalne chemiczne połączenie pomiędzy ceramiką (silikat, tlenek glinu lub tlenek cyrkonu), kompozytowymi wkładami korzeniowymi umocnionymi włóknem szklanym a materiałami kompozytowymi

Zalety

- Dzięki silanizacji powierzchni pełnoceramicznych uzupełnień powstają optymalne warunki zapewniające długotrwałe połączenie między ceramiką (zawierającą również tlenek cyrkonu) i kompozytem

NOWOŚĆ
Również do mocowań
zawierających tlenek
cyrkonu

Formy sprzedaży

REF 2095 QuickMix strzykawka 5 ml, końcówki mieszające typ 9

Formy sprzedaży

REF 1106 Butelka 5 ml

Merón Plus



Wzmocniony żywicą szkło-jonomerowy materiał mocujący

Wskazania

Mocowanie:

- ceramicznych koron i mostów na substancji zęba lub odbudowach wykonanych z amalgamatu, kompozytu lub szkło-jonomeru
- metalowych koron, mostów, uzupełnień typu inlay i onlay
- sztyftów korzeniowych
- pełnoceramicznych koron na bazie tlenku cyrkonu, tlenku aluminium i silikatu
- systemów ortodontycznych

Zalety

- Samodzielnie przylega: pewne i szybkie przyleganie bez użycia primer albo conditioner
- Tiksotropowy: nie wypływa, nie wymaga użycia instrumentów rotujących
- Nadaje się do prac ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu
- Doskonałe przyleganie do struktury zęba
- Dokładna szczelność brzeżna
- Odporny na wilgoć i kwasy
- Długa faza elastyczności materiału pozwala na spokojne usunięcie nadmiarów

Formy sprzedaży

REF 1731	Proszek 15 g
REF 1732	Płyn 10 ml
REF 1733	Kapsułek 48 szt.

Aqua Merón



Zarabiany z wodą szkło-jonomerowy materiał mocujący

Wskazania

Mocowanie koron, mostów, prac typu Inlay i Onlay, sztyftów i pasków ortodontycznych

Zalety

- Szczególnie płynny
- Znikoma rozpuszczalność w jamie ustnej
- Bardzo mała ilość kwasów
- Biokompatybilny

Formy sprzedaży

REF 1172	Proszek 35 g z buteleczką dozującą
----------	------------------------------------

Merón



Szkło-jonomerowy materiał mocujący

Wskazania

Mocowanie koron, mostów, prac typu Inlay i Onlay, sztyftów i pasków ortodontycznych

Zalety

- Znikoma rozpuszczalność w jamie ustnej
- Bardzo mała ilość kwasów
- Biokompatybilny
- Łatwy w użyciu

Formy sprzedaży

REF 1086	Zestaw proszek / płyn (35 g / 15 ml)
REF 1090	Mini zestaw proszek / płyn (15 g / 7 ml)

Rebilda® DC



Podwójnie utwardzalny płynny system do odbudowy filarów zębów i osadzania wkładów

Wskazania

Adhezyjna odbudowa filarów martwych i żywych zębów
Mocowanie wzmocnionych włóknami sztyftów kompozytowych

Rebilda DC kartusz – do zastawiania w kanale korzeniowym (test)
3 × Endo Tim oraz 3 × końcówki mieszające typ 19

Zalety

- Szybkie opracowanie dzięki możliwości utwardzania światłem
- Pewność dzięki dodatkowemu utwardzaniu chemicznemu
- Dostępny w strzykawce QuickMix 10 g lub kartuszy 50 g
- Trzy kolory: *niebieski* – kontrastowy, *zębiny* – estetyczne odbudowy, *biały* – estetyczny kolor kontrastowy
- Oszczędność materiału dzięki zoptymalizowanym końcówkom mieszającym
- Minimalne wydzielanie ciepła
- Płynny – nie trzeba upychać
- Silne przyleganie dzięki systemowi wiążącemu – mniej ćwieków okotomiazgowych
- Wygodne użycie dzięki końcówkom aplikacyjnym

Formy sprzedaży

REF 1395	Zestaw kartusz 50 g dentine, Futurabond DC butelka po 4 ml płyn 1 i 2, końcówki mieszające typ 12, dispenser typ 3, nakładki aplikacyjne typ 3, akcesoria
REF 1396	Kartusz 50 g dentine, końcówki mieszające typ 12, nakładki aplikacyjne typ 3
REF 1397	Kartusz 50 g blue, końcówki mieszające typ 12, nakładki aplikacyjne typ 3
REF 1398	Kartusz 50 g white, końcówki mieszające typ 12, nakładki aplikacyjne typ 3

REF 1402	Zestaw QuickMix strzykawka 10 g dentine, Futurabond DC butelka po 4 ml płyn 1 i 2, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4, akcesoria
REF 1403	QuickMix strzykawka 10 g dentine, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4
REF 1404	QuickMix strzykawka 10 g blue, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4
REF 1405	QuickMix strzykawka 10 g white, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4

Rebilda® SC



Chemoutwardzalny, płynny, adhezyjny system do odbudowy filarów zębów na bazie kompozytu

Wskazania

Adhezyjna odbudowa filarów martwych i żywych zębów

Zalety

- Wygodna, szybka aplikacja
- Minimalne wydzielanie ciepła
- Silne przyleganie dzięki systemowi wiążącemu – mniej ćwieków okołomiazgowych
- Dostępny w kolorze niebieskim lub zębiny
- Twardość podobna do tkanki zęba – łatwe opracowanie
- Dobrze widoczny na zdjęciach RTG
- Oszczędność materiału dzięki zoptymalizowanym końcówkom mieszającym

Formy sprzedaży

REF 1622	Kartusz 50 g dentine, końcówki mieszające typ 12
REF 1623	Kartusz 50 g blue, końcówki mieszające typ 12

Rebilda® LC



Światłoutwardzalny adhezyjny materiał do odbudowy rdzenia zęba

Wskazania

Małe odbudowy filarów
Odbudowy krawędzi zębów
Odbudowy w technice warstwowej

Zalety

- Oszczędność czasu – nie trzeba mieszać
- Światłoutwardzalny

Formy sprzedaży

REF 1505	Strzykawki 2 x 5 g blue
REF 1506	Strzykawki 2 x 5 g dentine

Rebilda® Form



Formy do adhezyjnie mocowanej odbudowy opartej na wkładzie korzeniowo-koronowym

Wskazania

Pomoc w formowaniu przy odbudowie rdzenia techniką adhezyjną, przy głęboko zniszczonych zębach z zastosowaniem wkładu korzeniowego lub bez

Zalety

- Proste zastosowanie ze wszystkimi kompozytowymi materiałami do odbudowy
- 3 praktyczne rozmiary
- Światłoprzepuszczalny do fotopolimeryzacji
- Szybka adaptacja do zęba dzięki specjalnej formie
- Nie łączy się z innymi dostępnymi na rynku materiałami kompozytowymi

Formy sprzedaży

REF 1407	20 szt. small
REF 1408	20 szt. medium
REF 1409	20 szt. large

Rebilda® Post System




Adhezyjny system do odbudowy filarów zębów

Wskazania

Wkład koronowo-korzeniowy na bazie włókna szklanego do wzmocnienia i odbudowy korony zęba po leczeniu endodontycznym

Zalety

- Wszystkie elementy zestawu idealnie do siebie pasują
- Jednoetapowe założenie sztyftu i odbudowa filaru
- **Futurabond® DC**
 - bezpieczny materiał samowytrawiający
 - bardzo dobre przyleganie bez konieczności dodatkowego wytrawiania
- **Rebilda® Post**
 - moduł sprężystości zbliżony do zębiny
 - bardzo dobra widoczność na zdjęciach RTG
- **Rebilda® DC**
 - idealny do mocowania sztyftów
 - struktura zębiny, bardzo dobre właściwości fizyczne
 - niska temperatura wiązania



Prezentowane na ilustracji sztyfty nie odpowiadają ich rzeczywistej wielkości

Formy sprzedaży

REF 1771	Zestaw po 5 sztyftów korzeniowych o średnicy (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), po 1 wiertle o średnicy (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 wiertło kanałowe (ø 0,7 mm), Ceramic Bond butelka 5 ml, Futurabond DC SingleDose 15 szt., Rebilda DC dentine QuickMix strzykawka 10 g dentine, akcesoria
REF 1769	Wiertło kanałowe (ø 0,7 mm), 3 szt.

Rebilda® Post




Kompozytowy sztyft korzeniowy wzmocniony włóknem szklanym

Wskazania


Wkład koronowo-korzeniowy na bazie włókna szklanego do wzmocnienia i odbudowy korony zęba po leczeniu endodontycznym

Zalety

- Elastyczność zbliżona do zębiny, wysoka odporność na zginanie
- Bardzo dobra widoczność na zdjęciach RTG (350%AI)
- Przezierność zębiny
- Anatomiczny kształt
- Adhezyjne mocowanie
- Możliwość korekcji szczytu



Sztyft metalowy – złamanie korzenia



Sztyft Rebilda Post – moduł sprężystości zbliżony do zębiny

Grandio® Core Dual Cure

NOWOŚĆ



Płynny, podwójnie utwardzany nanohybrydowy materiał do odbudowy rdzenia zęba

Wskazania

Odbudowa zrębu żywych i martwych zębów
Osadzanie wkładów korzeniowych

Zalety

- Wyjątkowe właściwości fizyczne zapewniają uzyskiwanie trwałej nadbudowy zrębu
- Zawartość wypełniacza 77% wagowo
- Technologia nanohybrydowa
- Trzy kolory: zębinowy, niebieski i biały
- Strzykawka QuickMix zapewnia optymalną aplikację i stały stosunek mieszania
- Płynny
- Końcówki wewnątrzustne typu 4 dla wygodnej aplikacji

Formy sprzedaży

REF 1770	Zestaw po 5 sztyftów korzeniowych o średnicy (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), po 1 wiertło o średnicy (ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm)
REF 1772	Sztyftów 12 (ø 1,2 mm), 5 szt.
REF 1773	Sztyftów 15 (ø 1,5 mm), 5 szt.
REF 1774	Sztyftów 20 (ø 2,0 mm), 5 szt.
REF 1777	Wiertła 12 (ø 1,2 mm), 1 szt.
REF 1778	Wiertła 15 (ø 1,5 mm), 1 szt.
REF 1779	Wiertła 20 (ø 2,0 mm), 1 szt.

Formy sprzedaży

REF 1910	QuickMix strzykawka 10 g dentine, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4
REF 1911	QuickMix strzykawka 10 g blue, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4
REF 1912	QuickMix strzykawka 10 g white, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4

Structur Premium



Wysoco estetyczny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów

Wskazania

Uniwersalny materiał do tymczasowych koron i mostów o wysokich walorach estetycznych wykonanych koron, mostów, uzupełnień typu inlay i onlay

**NATURALNA
FLUORESCENCJA**

Zalety

- Specjalny odcień brzegu siecznego umożliwia wykonanie prowizorów w technice dwuwarstwowej
- Estetyczny jak ceramika
- Wysoka stabilność kształtu i koloru
- Naturalna fluorescencja
- Olśniewający połysk
- Twardy jak szkliwo
- Ekstremalnie wysoka odporność na złamanie i zmiany struktury
- Łatwy w użyciu
- Proste opracowanie poprzez oszlifowanie
- Idealna polerowalność
- Możliwe długotrwałe stosowanie prowizorium
- Wyjątkowo ekonomiczny dzięki małym stratom materiału

Formy sprzedaży

REF 1710 Zestaw + dispenser kartusz 75 g A3, końcówki mieszające typ 6

Kolory	Kartusz 75 g, końcówki mieszające typ 6	Kartuszy 5 × 75 g, końcówki mieszające typ 6	QuickMix strzykawka 8 g, końcówki mieszające typ 10	Kolory	Kartusz 75 g, końcówki mieszające typ 6	Kartuszy 5 × 75 g, końcówki mieszające typ 6	QuickMix strzykawka 8 g, końcówki mieszające typ 10
A1	REF 1712	–	–	B1	REF 1718	–	–
A2	REF 1713	–	–	B3	REF 1715	–	–
A3	REF 1714	REF 1719	–	BL	REF 1716	–	–
A3.5	REF 1717	–	–	I	–	–	REF 1726

Structur 3



Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów

Wskazania

Wykonywanie tymczasowych koron, mostów, wkładów koronowych, nakładów, koron częściowych, licówek i wkładów korzeniowych

Wykonywanie uzupełnień tymczasowych długoterminowych

Podścielanie standardowych koron tymczasowych, wykonanych z materiałów kompozytowych, poliwęglanu lub metalu

**POŁYSK BEZ
POLEROWANIA!**

Zalety

• Praca z materiałem

- szybka, prosta i niezawodna dzięki systemowi kartridży 1:1
- krótki czas wiązania
- faza elastyczna pozwala na łatwe zdjęcie z opracowanego zęba
- połysk bez polerowania – wymaga tylko usunięcia warstwy inhibicji tlenowej

• Estetyka

- naturalny połysk i fluorescencja
- dostępny w ośmiu kolorach

• Trwałość

- wysoka odporność na ściskanie
- doskonała odporność na pękanie

Przypadek kliniczny



Źródło: Prof. Jürgen Manhart, Monachium / Niemcy

Formy sprzedaży

REF 2500 Zestaw + dispenser kartusz 50 ml A2, końcówki mieszające typ 6

REF 2501 Zestaw + dispenser kartusz 50 ml A3, końcówki mieszające typ 6

Kolory	Kartusz 50 ml, końcówki mieszające typ 6	Kartuszy 5 × 50 ml, końcówki mieszające typ 6	QuickMix strzykawka 5 ml, końcówki mieszające typ 10	Kolory	Kartusz 50 ml, końcówki mieszające typ 6	Kartuszy 5 × 50 ml, końcówki mieszające typ 6	QuickMix strzykawka 5 ml, końcówki mieszające typ 10
A1	REF 2503	–	REF 2515	B1	REF 2507	–	REF 2518
A2	REF 2504	REF 2512	REF 2516	B3	REF 2508	–	–
A3	REF 2505	REF 2513	REF 2517	C2	REF 2509	–	–
A3.5	REF 2506	–	–	BL	REF 2510	–	–

Structur 2



Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów

Wskazania

Wykonywanie tymczasowych estetycznych koron, mostów, wypełnień typu Inlay i Onlay

**NATURALNA
FLUORESCENCJA**

Zalety

- Proste i szybkie użycie
- Czas utwardzania w jamie ustnej poniżej minuty
- Proste opracowanie i polerowanie
- Dostępne w ośmiu kolorach do estetyki naturalnej
- Długotrwałe prowizoria
- Wysoka stabilność kształtu i koloru
- Szczególnie ekonomiczny dzięki małym stratom materiału

Formy sprzedaży

REF 1478 Zestaw + dispenser kartusz 75 g A3, końcówki mieszające typ 6

Kolory	Kartusz 75 g, końcówki mieszające typ 6	Kartuszy 5 × 75 g, końcówki mieszające typ 6	QuickMix strzykawka 8 g, końcówki mieszające typ 10	Kolory	Kartusz 75 g, końcówki mieszające typ 6	Kartuszy 5 × 75 g, końcówki mieszające typ 6	QuickMix strzykawka 8 g, końcówki mieszające typ 10
A1	REF 1479	–	REF 1309	B1	REF 1482	–	REF 1312
A2	REF 1480	REF 1492	REF 1310	B3	REF 1483	–	–
A3	REF 1481	REF 1491	REF 1311	C2	REF 1486	–	–
A3.5	REF 1490	–	–	BL	REF 1485	–	–

Provicol® QM



Nie zawierający eugenolu cement z wodorotlenkiem wapnia do mocowań czasowych

Wskazania

Tymczasowe osadzanie prac protetycznych typu Inlay, Onlay, koron, koron częściowych, mostów, zamków i sztyftów
Tymczasowe wypełnienia małych ubytków

Zalety

- Szybki w użyciu
- Bezблędne i wolne od пęcherzyków powietrza mieszanie
- Bezpośrednia aplikacja
- Dalsze zalety: patrz Provicol C

Provicol® C



Sprawdzony Provicol w kartuszach

Wskazania

Patrz Provicol QM

Zalety

- Zapewnia silne przyleganie prowizorium
- Wolny od eugenolu – niskie ryzyko alergii
- Wodorotlenek wapnia
 - wspomaga tworzenie się zębiny wtórnej
 - działa bakteriostatycznie
- Idealny przed mocowaniem za pomocą cementów kompozytowych – nie powstaje hamująca proces utwardzania materiałów kompozytowych warstwa inhibicyjna

Provicol®



Sprawdzony Provicol w wersji mieszanej ręcznie

Wskazania

Patrz Provicol QM

Zalety

Patrz Provicol C

Formy sprzedaży

REF 1074 QuickMix strzykawka 5 ml, końcówki mieszające typ 10

Formy sprzedaży

REF 1076 Kartuszy 2 × 65 g, końcówki mieszające typ 6
REF 1077 Kartusz 65 g, końcówki mieszające typ 6

Formy sprzedaży

REF 1075 Tuba 2 × 25 g (baza / katalizator)
REF 1078 Tuba 10 × 25 g (baza / katalizator)

Clip®



Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy do prowizorów

Wskazania

Wszystkie rodzaje tymczasowych wypełnień
Tymczasowa ochrona w przypadku techniki Inlay / Onlay

Zalety

- Łatwy do aplikacji, łatwy do usunięcia w jednym kawałku
- Kształt opracowanego ubytku pozostaje nienaruszony
- Oszczędność czasu dzięki utwardzaniu światłem
- Odporny na obciążenia, szczelnie zamyka ubytek
- Szczególnie przydatny w przypadku techniki Inlay / Onlay



Proste usunięcie w jednym kawałku

Źródło: Dr. Bastobbe, Mainleus / Niemcy

Formy sprzedaży

REF 1284	Strzykawki 2 × 4 g
REF 1285	Strzykawki 3 × 4 g
REF 1287	Caps 25 × 0,25 g
REF 9301	Dispenser – Caps

Clip® F



Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy materiał z fluorem do wypełnień tymczasowych

Wskazania

Wszystkie rodzaje tymczasowych wypełnień
Tymczasowa ochrona w przypadku techniki Inlay / Onlay

Zalety

- Łatwy do aplikacji, łatwy do usunięcia w jednym kawałku
- Kształt opracowanego ubytku pozostaje nienaruszony
- Oszczędność czasu dzięki utwardzaniu światłem
- Odporny na obciążenia, szczelnie zamyka ubytek
- Szczególnie przydatny w przypadku techniki Inlay / Onlay

Formy sprzedaży

REF 1289	Strzykawki 2 × 4 g
REF 1283	Strzykawki 3 × 4 g

Cimara®



Materiał do napraw ceramiki z światłoutwardzalnym kompozytem

Wskazania

Bezpośrednie naprawy uzupełnień ceramicznych

**NAPRAWA CERAMIKI
W USTACH BEZ UŻYCIA
WYTRAWIACZA**

Zalety

- Naprawa ceramiki podczas jednej wizyty
- Uniknięcie procesu zdejmowania i ponownego zakładania uzupełnienia protetycznego
- Proste użycie
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Długotrwałe połączenie między ceramiką a kompozytem
- Silne przyleganie

Aplikacja



Cimara® Zircon



Materiał zawierający tlenek cyrkonu do napraw ceramiki z światłoutwardzalnym kompozytem

Wskazania

Naprawa defektów na licowanych, dobrze osadzonych odbudowach z pełnej ceramiki również na podporach z tlenkiem cyrkonu i kompozytem

Zalety

- Wysoka przyczepność
- Wysoka estetyka
- Ekonomiczna odbudowa bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta
- Bez zastosowania kwasów
- Można stosować z światłoutwardzalnym nanohybrydowym kompozytem GrandioSO w celu uzyskania wspólnych efektów

Aplikacja



Formy sprzedaży

REF 1196	Zestaw 8 x 0,3 ml silan wiążący, adhezyw butelka 4 ml, Opaker LC strzykawka 1,2 g, GrandioSO kapsułek 8 x 0,25 g (A1, 2 x A2, 2 x A3, ^{vc} A3.25, A3.5, B2), akcesoria
REF 1197	4 x 0,3 ml silan wiążący, akcesoria
REF 1198	Butelka 4 ml adhezyw
REF 1575	Opaker LC strzykawka 1,2 g, końcówki aplikacyjne typ 45

Formy sprzedaży

REF 1421	Zestaw primer butelka 5 ml, adhezyw butelka 4 ml, GrandioSO kapsułek 8 x 0,25 g (A1, 2 x A2, 2 x A3, ^{vc} A3.25, A3.5, B2), akcesoria
REF 1422	Butelka 5 ml primer

Ufi Gel® hard C



Twardy materiał do bezpośredniego podścielania protez

Wskazania

Twarde, stałe podścielenia
Pośrednie i bezpośrednie podścielenia
Podścielenia całkowite lub częściowe
Podścielenia ambulatoryjne
Przedłużenie brzegów protezy
Naprawy i poszerzanie protez
Korekty nowych protez

Przypadek kliniczny



**SZLIFOWANIE
NADMIARU
MATERIAŁU**



Ufi Gel® hard



Wersja mieszana ręcznie materiału Ufi Gel® hard C

Zalety

- Pełne, twarde podścielenie w gabinecie podczas tylko jednej wizyty
- Wolny od metylmetakrylatu
- Bezsmakowy i bezwonny
- Nieodczuwalne ogrzanie materiału w ustach
- Stabilny kolorystycznie
- Tak prosty w użyciu jak pobranie wycisku
- Estetyczny, dobrze tolerowany przez pacjenta, zapewnia wysoki komfort noszenia
- Gładka powierzchnia
- Uzupełnienia warstwowe możliwe przez następne lata

Formy sprzedaży

REF 2215	Zestaw kartusz 80 g, adhezyw butelka 10 ml, końcówki mieszające typ 8
REF 2218	Zestaw + dispenser kartusz 80 g, adhezyw butelka 10 ml, końcówki mieszające typ 8
REF 2216	Kartusz 80 g, końcówki mieszające typ 8
REF 2217	Adhezyw butelka 10 ml

Formy sprzedaży

REF 2210	Zestaw proszek 60 g, płyn butelka 40 ml, conditioner butelka 20 ml, akcesoria
REF 2211	Proszek 60 g
REF 2212	Płyn butelka 40 ml
REF 2213	Conditioner butelka 20 ml

Ufi Gel® SC



Nietwardniejący, polimeryzowany na zimno materiał podścielający na bazie silikonu w kartuszach

Wskazania

Permanentne, miękkie podścielenie całkowite lub częściowe protez

Likwidacja miejsc uciskających

Podścielenie linii A - H

Podścielenie zanikającego wyrostka zębodołowego

Wspomaganie procesu gojenia się w implantologii oraz w przypadku zapalenia szczęki i śluzówki

Dopasowanie protez

Przypadek kliniczny



**ZAKŁADANIE
PROTEZY I RUCHY
ŻUCHWY**



Ufi Gel® P



Nietwardniejący, polimeryzowany na zimno materiał podścielający na bazie silikonu w tubkach

Zalety

- Wysokiej jakości silikon podścielający
- Kompletnie podścielenie w gabinecie podczas tylko jednej wizyty
- Trwale miękkie
- Silne połączenie między protezą a podścieleniem dzięki płynowi wiążącemu
- Biokompatybilny (wolny od metakrylatów)
- Bezwonny i bezsmakowy
- Stabilny kolorystycznie i estetyczny (efekt dopasowania się koloru)
- W laboratorium mniej czynności niż w przypadku polimeryzacji na zimno
- Nadaje się do wszystkich protez opartych na PMMA
- Proste i szybkie opracowanie przy pośrednich i bezpośrednich podścieleniach
- Dokładne osadzenie protezy dzięki doskonałym właściwościom adaptacji
- Odporny na standardowe środki do czyszczenia protez

Formy sprzedaży

REF 2041	Zestaw kartusz 50 ml, adhezyw butelka 10 ml, glazing baza 10 ml, glazing katalizator 10 ml, końcówki mieszające typ 8
REF 2040	Kartusz 50 ml, końcówki mieszające typ 8
REF 2029	Adhezyw butelka 10 ml
REF 2047	Glazing butelka 20 ml
REF 2049	Krążki do polerowania, 10 szt.

Formy sprzedaży

REF 2070	Zestaw tuba baza 50 ml, katalizator 50 ml, glazing baza 10 ml, glazing katalizator 10 ml, adhezyw butelka 10 ml, akcesoria
REF 2071	Tuba 2 x 50 ml (baza / katalizator)
REF 2076	Adhezyw butelka 10 ml
REF 2077	Glazing butelka 20 ml

Registrado X-tra



Addycyjnie wiążący materiał silikonowy do rejestracji warunków zgryzowych – bardzo twardy, szybko twardniejący

Wskazania

Rejestracja zgryzu na powierzchniach okluzalnych
Fiksacja przy rejestracjach za pomocą łuku twarzowego
Rejestracja przy użyciu sztyftów podpierających
Tworzenie modeli do pośrednich uzupełnień kompozytowych

Zalety

- Optymalna twardość
- Aplikowanie bez pośpiechu
- Wyraźne właściwości tiksotropowe
- Łatwy do opracowania
- Bardzo dobre odzwierciedlenie
- Oszczędna końcówka aplikacyjna



Registrado Clear



Przezroczysty silikon addycyjny do rejestracji zgryzu, krótki czas wiązania

Wskazania

Rejestracja zwarcia
Kęsek zwarciowy do wewnątrzustnej rejestracji zgryzu
Mocowanie znaczników rtg
Rejestracja zwarcia w odcinku przednim i bocznym
Klucz silikonowy do wykonywania wypełnień kompozytowych

Zalety

- Wysoka ostateczna twardość w połączeniu ze znaczną przeziernością
- Właściwa konsystencja materiału zapewnia przyleganie do łuku zębowego
- Praca bez presji czasu dzięki termicznej kontroli procesu wiązania (szybsze wiązanie rozpoczyna się dopiero po zamknięciu ust)
- Znaczna trwałość wymiarów i kształtu (> 99%)
- Prosta praca, bez ryzyka złamania
- Neutralny smak i zapach
- Bezpośrednia kontrola wzrokowa oczekiwanego zwarcia
- Światło lampy polimeryzacyjnej bez trudu przenika warstwę Registrado Clear
- Nie cieniuje na zdjęciach rtg

Formy sprzedaży

REF 2035	Kartuszy 2 x 50 ml, końcówki mieszające typ 16, nakładki aplikacyjne typ 2
REF 2036	Kartuszy 8 x 50 ml, końcówki mieszające typ 16, nakładki aplikacyjne typ 2

Formy sprzedaży

REF 2037	Kartusz 50 ml, końcówki mieszające typ 16, nakładki aplikacyjne typ 2
----------	---

Individo® Lux



Wcześniej uformowane, indywidualne płytki wyciskowe, światłoutwardzalne

Wskazania

Wykonywanie łyżek indywidualnych z uformowanych płytek do górnej i dolnej szczęki

Zalety

- Dostępne w kolorze niebieskim przezroczystym i opakerowym
- Dokładna i oszczędzająca materiał praca
- Stabilne i odporne na złamanie łyżki
- Przyjemny miętowy smak
- Nie klejąca się konsystencja
- Możliwość utwardzania standardowym światłem halogenowym (np.: Individo Light Box) lub światłem UVA

Profibase



Wcześniej uformowana, przezroczysta o różowym zabarwieniu łyżka wyciskowa / płytki bazowe, światłoutwardzalne

Wskazania

Wykonywanie woskowych wzorników zwarciovych protez całkowitych lub częściowych

Zalety

- Kolor zbliżony do tkanki śluzówki
- Proste i szybkie formowanie w ręce
- Długotrwała stabilność i odporność na ściskanie
- Przyjemny aromat miętowy
- Nie klejąca się konsystencja
- Możliwość utwardzania standardowym światłem halogenowym (np.: Individo Light Box) lub światłem UVA

Formy sprzedaży

REF 2402	Górnej szczęki 50 szt. blue opaque
REF 2403	Dolnej szczęki 50 szt. blue opaque
REF 2408	Górnej szczęki 50 szt. transparent blue
REF 2409	Dolnej szczęki 50 szt. transparent blue

Formy sprzedaży

REF 2111	Górnej szczęki / dolnej szczęki 2 x 25 szt.
REF 2112	Górnej szczęki 50 szt.
REF 2113	Dolnej szczęki 50 szt.

Quick Up®



Samoutwardzalny materiał mocujący do zaczepów i części wtórnych protez

Wskazania

Kompozyt w kolorze dziąsła do przyklejania zaczepów takich jak zaczepy kulkowe teleskopowe oraz z systemem Locator® w protezach na bazie materiału kompozytowego

Ponowne mocowanie elementów wtórnych w protezach na bazie materiału kompozytowego jak np. zespolenia kładkowe

Locator® nie jest znakiem zarejestrowanym przez firmę VOCO sp. z o.o.

Zalety

- Bardzo proste zastosowanie w gabinecie
- Wysoka wytrzymałość
- Kompletny zestaw do natychmiastowego zastosowania zawierający materiał kontrolny i blokujący do ochrony struktur pierwotnych jak np. implanty
- Idealne połączenie samoutwardzanego materiału mocującego i światłoutwardzanego materiału korekcyjnego

Aplikacja



Implant z nałożonym zaczepem



Podstawa protezy już z wgłębieniami dla zaczepów



Kontrola dokładności dopasowania z Fit Test C & B



Kontrola zaczepów pod względem właściwego osadzenia z Fit Test C & B



Blokowanie, ściąganie elementów pierwotnych / test dzięseł za pomocą Fit Test C & B



Nałożenie Quick Up ze strzykawki QuickMix



Nałożenie Quick Up LC jako korektę niedopełnień i powierzchniowych defektów



Wklejenie zaczepów w protezę

Formy sprzedaży

REF 1625	Zestaw QuickMix strzykawka 7,5 g, Quick Up LC strzykawka 2 g, adhezyw butelka 4 ml, Fit Test C & B QuickMix strzykawka 5 ml, akcesoria
REF 1626	QuickMix strzykawka 7,5 g, akcesoria



INNE PRODUKTY

Produkty i urządzenia do codziennej pracy.

Dzięki różnorodnym produktom, takim jak kaniule różnego kształtu i wielkości, pozwalające na prostą, bezpośrednią aplikację materiału, VOCO przyczynia się do usprawnienia Państwa codziennej pracy. W tej części katalogu znajdą Państwo wszelkie urządzenia potrzebne do pracy z materiałami stomatologicznymi firmy VOCO oraz środki czyszczące i inne akcesoria przydatne tak w klinice stomatologicznej, jak i w laboratorium.

Celalux® 2



Wysokowydajna diodowa lampa polimeryzacyjna

Zalety

- Nowoczesna technologia wykorzystująca diody dające wysokie natężenie światła (ok. 1000 mW/cm²)
- 3 indywidualnie ustawiane czasy naświetlania z funkcją „soft-start”
- Prosta w obsłudze, bezprzewodowa
- Ergonomiczna i lekka (160 g)
- Światłowód zakrzywiony, bursztynowy, wymienny, nadaje się do czyszczenia w autoklawie
- Długość fali 420 – 480 nm
- Polimeryzacja wszystkich światłoutwardzalnych materiałów bazujących na kamforochinonie (systemy wiążące, kompozyty,Ormocer®, kompomery)
- W pełni naładowana bateria pozwala na 300 naświetleń po 20 sekund (100 min)
- Łatwo wymienialna bateria
- Wielokrotnie ładowalna bateria

Formy sprzedaży

REF 9080 Lampa Celalux 2 (nakładka ochronna, podstawka ładująca ze zintegrowanym miernikiem natężenia światła, zasilacz, bateria litowo-jonowa, światłowód bursztynowy o średnicy 7,5 mm, zakrzywiony pod kątem 45°, 2 urządzenia przeciwoślępieniowe, instrukcja obsługi)

Akcesoria

REF 9081 Bursztynowy światłowód o średnicy 7,5 mm, zakrzywiony pod kątem 45°, możliwość sterylizacji

REF 9082 Podstawa z baterią litowo-jonową o pojemności 2000 mAh

REF 9083 Urządzenia przeciwoślępieniowe zakładane na światłowód o średnicy 7,5 mm, 5 szt.

REF 9084 Biały światłowód o średnicy 7,5 mm, zakrzywiony pod kątem 45°, ze zwiększoną wydajnością (ok. 1500 mW/cm²), możliwość sterylizacji

Individo® Light Box



Urządzenie polimeryzacyjne

Zalety

- Wysoki stopień polimeryzacji dzięki specjalnie zaprojektowanemu wnętrzu
- Indywidualnie dopasowane dwa programy czasowe (3 i 5 min)
- Mieści jednocześnie do 4 modeli
- Duży otwór dla wysokich modeli
- Homogeniczne światło halogenowe w zakresie 400 – 500 nm
- Moc: 36 W (4 × 9 W) 220 V / 50 Hz

VOCO Mix 10



Urządzenie do mieszania kapsułek (do kapsułek mieszanych, aplikacyjnych jak również podobnego rodzaju kapsułek)

Zalety

- Wytrzymałe urządzenie
- Cicha praca bez wibracji
- Regulowany czas mieszania od 1 do 99 sekund
- Duży wyświetlacz
- Frekwencja mieszania: 4300 drgań/min +/- 5%

Formy sprzedaży

REF 9030	Individo Light Box
REF 9031	Zapasowa żarówka 1 szt.

Formy sprzedaży

REF 9048	VOCO Mix 10 (220 – 240 V / 50 Hz)
REF 9049	VOCO Mix 10 (110 V)

Vococid®



Materiał do wytrawiania szkliwa (zawierający kwas fosforowy 34,9%)

Wskazania

Wytrawianie szkliwa i zębiny

Zalety

- Zawiera 34,9% kwasu ortofosforowego
- Niebieski kolor do kontroli aplikacji
- Stała konsystencja żelu – nie kapie
- Dostępny też jako płyn

Depulpin®



Pasta do dewitalizacji

Wskazania

Dewitalizacja miazgi przed mortalną ekstyrpacją lub amputacją

Dewitalizacja pozostałości po usunięciu martwej tkanki miazgi

Zalety

- Bezarszenikowy
- Pewna dewitalizacja i mumifikacja
- Dezynfekujący
- Niebieski kolor w celu lepszej kontroli wizualnej
- Szybko uśmierzający ból
- Sprawdzony, nawet w przypadku zapalenia miazgi
- Proste pobranie ze strzykawki

Caries Marker



Płyn do zabarwiania zaatakowanej przez próchnicę zębiny

Wskazania

Wybarwienie próchnicy na tkankach zęba w celu ułatwienia opracowania ubytku i w celach demonstracyjnych

Zalety

- Dokładne odgraniczenie zębiny próchnicowej od zdrowej
- Pomoc przy stosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki opracowania ubytku
- Nadaje się do nauki na usuniętych zębach

Formy sprzedaży

REF 1063 Strzykawka 5 ml, końcówki aplikacyjne typ 42
REF 1066 Butelka 2 × 3 ml

Formy sprzedaży

REF 1281 Strzykawka 3 g

Formy sprzedaży

REF 1005 Butelka 2 × 3 ml, akcesoria

Pele Tim



Peletki z gąbki do aplikacji preparatów w formie płynu lub pasty

Wskazania

Powlekanie zakażonych zębodołów

Sączki wewnętrzne


Testy reakcji na zimno

Usuwanie nadmiarów materiałów

Prosta aplikacja preparatów np.: lakieru fluorowego

Zalety

- 5 praktycznych rozmiarów
- Bezbolesna aplikacja bez nacisku
- Ekonomiczna aplikacja
- Higieniczne, wolne od zanieczyszczeń użycie



Pele Tim: Dostępne kształty i rozmiary

Block Out Gel LC



Światłoutwardzalny materiał blokujący

Wskazania

Blokowanie na modelach gipsowych

Zalety

- Niebieski kolor ułatwia kontrolę aplikacji
- Proste nanoszenie bezpośrednio ze strzykawki

Formy sprzedaży

REF 2250	No. 0	3.000 × ø 3 mm
REF 2252	No. 1	3.000 × ø 4 mm
REF 2253	No. 2	1.000 × ø 5 mm
REF 2254	No. 3	500 × ø 8 mm
REF 2255	No. 4	500 × 6 × 8 mm

Formy sprzedaży

REF 1661	Strzykawki 4 × 1,2 ml, końcówki aplikacyjne typ 44
----------	--

Traypurol® tabs



Aktywne tabletki do czyszczenia łyżek wyciskowych i instrumentów

Wskazania

Samoczynne czyszczenie łyżek wyciskowych i narzędzi

Zalety

- Szybko usuwa masę alginatową oraz cement
- Bardzo łatwy w dozowaniu
- Bez mieszania – tabletki rozpuszczają się samoczynnie w wodzie
- Nadaje się do wszystkich nierdzewnych metali (również aluminium) oraz tworzyw sztucznych
- Ulega biodegradacji i posiada neutralne pH
- Możliwe zastosowanie w myjce ultradźwiękowej

Prościej już nie można!



Formy sprzedaży

REF 2355 50 szt.

Traypurol®



Sprawdzony koncentrat do czyszczenia łyżek wyciskowych i instrumentów

Wskazania

Samoczynne czyszczenie łyżek wyciskowych i narzędzi

Zalety

- Wystarczy po prostu rozrobić z wodą
- Usuwa pozostałości mas alginatowych, cementów tlenkowo-cynkowo-eugenolowych, szkło-jonomerowych, karboksylowych i fosforanowych
- Czyści łyżki i narzędzia przez noc
- Możliwe zastosowanie w myjce ultradźwiękowej
- Nadaje się do nieoksydujących metali i tworzyw sztucznych
- Ulega biodegradacji i jest przyjazny dla środowiska

Formy sprzedaży

REF 2289 Butelka 1 litr
REF 2290 Kanistra 5 litrów
REF 2304 Pompka dozująca – kanistra 5 litrów

Solvitan



Bardzo skuteczny, gotowy do użycia roztwór czyszczący o zapachu cytrusowym

Wskazania

Roztwór czyszczący do zastosowania w gabinecie, laboratorium i domu

Zalety

- Usuwa silikonowe i polieterowe masy wyciskowe jak i tlenek cynku z rąk i narzędzi
- Chroni skórę dzięki lanolinie
- Prosty do zmycia wodą
- Przyjemny zapach cytrynowy

Formy sprzedaży

REF 2312 Butelka 250 ml
REF 2313 Pojemnik butelka 4 x 250 ml
REF 2320 Butelka 500 ml

Caps Dispenser



Urządzenia do aplikacji Caps

Pistolet do aplikacji Caps jak np.: Clip Caps, Arabesk Top Caps, Arabesk Flow Caps, Admira Caps, Admira Flow Caps, Twinky Star, Glasiosite Caps, Grandio Caps, Grandio Flow Caps, x-tra fil Caps, Amaris Caps, GrandioSO Caps, GrandioSO Heavy Flow Caps, GrandioSO Flow Caps i x-tra base Caps

Formy sprzedaży

REF 9301 Dispenser – Caps

Dispenser typ 2



Dispenser do materiałów w kartuszach

Do kartusz 1:1 lub 1:2 (50 ml) np.: Registrado Clear, Registrado X-tra, Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, Structur 2 SC, Structur 3, Structur Premium, Provicol C i inne

Formy sprzedaży

REF 2158 Dispenser – typ 2

Dispenser typ 3



Dispenser do materiałów w kartuszach

Do kartusz 25 ml 1:1 lub 1:2 np.: Rebuilda SC, Rebuilda DC i inne

Formy sprzedaży

REF 2259 Dispenser – typ 3

AC Activator



Cęgi do aktywacji kapsułek aplikacyjnych (AC)

Formy sprzedaży

REF 9300 Activator – AC

AC Applicator typ 1



Cęgi aplikacyjne do bezpośredniej aplikacji zawartości kapsułek VOCO (AC) do ubytku

Formy sprzedaży

REF 2331 Applicator – AC typ 1

AC Applicator typ 2



Pistolet do aplikacji kapsułek

Formy sprzedaży

REF 2334 Applicator – AC typ 2

Końcówki aplikacyjne



REF 2145

Końcówki aplikacyjne typ 40 do Fissurit F / FX, 100 sztuk



REF 2146

Końcówki aplikacyjne typ 41 do Ionoseal, Calcimol LC, Grandio / SO Flow, Bifix QM Try-In, LC Dam, 100 sztuk



REF 2310

Końcówki aplikacyjne typ 42 do Vococid, Calcicur, 30 sztuk



REF 2144

Końcówki aplikacyjne typ 44 do Admira Flow, Amaris Flow, Arabesk Flow, Block Out Gel LC, Quick Up LC, 100 sztuk



REF 2147

Końcówki aplikacyjne typ 45 do Amaris Gingiva, Grandio Seal, Cimara Opaker LC, 100 sztuk



REF 2148

Końcówki aplikacyjne typ 46 do GrandioSO Heavy Flow, 100 sztuk

Końcówki mieszające



REF 2185

Końcówki mieszające typ 6 do Provicol C, Structur 2 SC, Structur 3, Structur Premium, 50 sztuk



REF 2187

Końcówki mieszające typ 8 do Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, 50 sztuk



REF 2188

Końcówki mieszające typ 9 do Fit Test C & B, 50 sztuk



REF 2189

Końcówki mieszające typ 10 do Provicol QM, Structur 2 QM, Structur 3, Structur Premium QM, Quick Up, 50 sztuk



REF 2191

Końcówki mieszające typ 11 do Rebilda DC w strzykawce QuickMix, Bifix QM, Grandio Core Dual Cure, Fit Test C & B tylko razem z REF 2139, 50 sztuk



REF 2192

Końcówki mieszające typ 12 do Rebilda DC w kartuszach, Rebilda SC, 50 sztuk



REF 2194

Końcówki mieszające typ 14 do Bifix SE, Perfect Bleach Office+, 50 sztuk



REF 2195

Końcówki mieszające typ 15 (z stosowania razem z nakładką aplikacyjną typ 1), do Bifix SE, Perfect Bleach Office+, 50 sztuk



REF 2196

Końcówki mieszające typ 16 (do stosowania razem z nakładką aplikacyjną typ 2) do Registrado Clear, Registrado X-tra, 50 sztuk



REF 2199

Końcówki mieszające typ 19 do Rebilda DC w kartuszach, giętkie, 30 sztuk

Nakładki aplikacyjne / Łopatki do mieszania / Błoczek do mieszania



REF 2139

Nakładki aplikacyjne typ 1 do Perfect Bleach Office+, zastosowanie tylko w kanale korzeniowym dla Rebuilda DC w strzykawce QuickMix, Bifix SE, Bifix QM, 50 sztuk



REF 2140

Nakładki aplikacyjne typ 2 do Registrado Clear, Registrado X-tra, 50 sztuk



REF 2141

Nakładki aplikacyjne typ 3 do Rebuilda SC, Rebuilda DC w kartuszach, 50 sztuk



REF 2142

Nakładki aplikacyjne typ 4 do Rebuilda DC w strzykawce QuickMix, Bifix QM, Grandio Core Dual Cure, 50 sztuk



REF 2168

Łopatka do mieszania cementów, 20 sztuk



REF 2303

Błoczek do mieszania 70 x 80 mm, z przyczepnym grzbietem, 4 sztuk

Urządzenia pomocne w aplikacji



REF 2169

Instrument VOCO Trifill, 10 sztuk



REF 2249

Sztyfty Micro Tim do aplikacji, 100 sztuk



REF 2309

Jednorazowe pędzelki, 100 sztuk



REF 2338

Uchwyt do jednorazowego pędzelka VOCO i Micro Tim, 5 sztuk



REF 2247

Single Tim do aplikacji Futurabond M / NR / DC SingleDose, 100 sztuk



REF 2246

Endo Tim, pędzelki do aplikacji w kanale korzeniowym, 50 sztuk



REF 2245

Easy Brush, pędzelki do aplikacji, 50 sztuk

[illegible]

A

AC Activator	67
AC Applicator	67
Admira	24
Admira Bond	25
Admira Flow	25
Admira Protect	6
Alfacomp LC	28
Amalgam Liner	15
Amaris	16
Amaris Flow	17
Amaris Gingiva	17
Aqua Ionofil Plus	36
Aqua Meron	45
Arabesk	27
Arabesk Flow	27
Arabesk Top	26
Argion	37
Argion Molar AC	37
Artykuły jednorazowego użytku	68 / 69

B

Bifix QM	43
Bifix SE	42
Bifluorid 10	7
Block Out Gel LC	65

C

Calcicur	14
Calcimol	14
Calcimol LC	14
Kapsulek Dispenser	67
Caries Marker	64
Celalux 2	62
Ceramic Bond	44

Cimara	55
Cimara Zircon	55
Clip	54
Clip F	54
Curvy	31

D

Depulpin	64
Dimanto	31
Dispenser	67

E

Easy Glaze	33
------------	----

F

Final Varnish LC	36
Fissurit	8
Fissurit F	8
Fissurit FX	8
Fit Test C & B	44
Futurabond DC	38
Futurabond M	39
Futurabond NR	39

G

Glasiosite	30
Grandio	22
Grandio Core Dual Cure	49
Grandio Flow	23
Grandio Seal	9
GrandioSO	18
GrandioSO Flow	19
GrandioSO Heavy Flow	20
GrandTEC	21

I

Individo Light Box	63
Individo Lux	59
Ionobond	15
Ionofil Plus	35
Ionolux	32
Ionoseal	15

K

Klint	10
-------	----

M

Meron	45
Meron Plus	45

P

Pele Tim	65
Perfect Bleach 10% / 17%	12
Perfect Bleach Office+	11
Polofil Supra	27
Profibase	59
Provicol	53
Provicol C	53
Provicol QM	53

Q

Quick Up	60
----------	----

R

Rebilda DC	46
Rebilda Form	47
Rebilda LC	47
Rebilda Post	49
Rebilda Post System	48
Rebilda SC	47

Registrado Clear	58
Registrado X-tra	58
Remin Pro	10

S

Solobond M	40
Solobond Plus	40
Solvitan	66
Structur 2	52
Structur 3	51
Structur Premium	50

T

Traypurol	66
Traypurol tabs	66
Twinky Star	30

U

Ufi Gel hard	56
Ufi Gel hard C	56
Ufi Gel P	57
Ufi Gel SC	57

V

Vococid	64
VOCO Ionofil Molar	34
VOCO Ionofil Molar AC	34
VOCO Ionofil Molar AC Quick	33
VOCO Mix 10	63
VOCO Profluorid Varnish	6

X

x-tra base	29
x-tra fil	28

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com · www.voco.com/pl