

 **Grow** together
with us...



KATALOG PRODUKTÓW

Firma I-dental spełnia wymagania
ISO 9001 i ISO 13485
zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC Aneks II

i-dental family

 **Grow** together
with us...



SPIS TREŚCI

02 Kompozyty

- 02 i-XCITE LC
- 03 i-LIGHT
- 04 i-FLOW
- 05 i-XCITE CC

06 Bondy, Uszczelniacze

- 06 i-BONDING LC, i-BONDING CC
- 07 i-SEAL LC, i-SEAL CC

08 Cementy glasionomerowe

- 08 i-FIL, i-BAS
- 09 i-SIL, i-FIX

10 Inne cementy

- 10 i-PAC, i-POL
- 11 i-ZOE

12 Materiały kanałowe

- 12 i-CAL, i-CAL Plus, Formocresol
- 13 Wodorotlenek wap[nia, Camphenol, Camphenol Plus
- 14 i-EDTA, Podchloryn sodu
- 15 i-TIPS, EUGENOL, tlenek cynku

16 Wypełnienia tymczasowe

- 16 i-PRO, i-PRO LC

17 Wytrawiacze

- 17 i-GEL

18 Materiały profilaktyki próchnicy

- 18 Płyn z fluorem, i-FLOR

19 Materiały do profilaktyki

- 19 i-FASTE, Szczotki i gumki

20 Materiały hemostatyczne

- 20 Roztwór hemostatyczny

21 Inne materiały

- 21 i-OIL, Podkłady do mieszania, Rolki

22 Wybielanie zębów

- 22 i-SMILE
- 23 Akusze winylowe, i-BLOCK

24 Akryle na protezy

- 24 i-PLACT HC, i-PLAST CC
- 25 i-PLAST CA, i-PLAST OR
- 26 i-PLAST IM, i-SEP

27 Akryle C&B

- 27 i-CAB, i-RED
- 28 i-TEMP, Pumice

29 Zęby akrylowe

- 29 i-DENT

30 Gipsy

- 30 i-STONE II, i-STONE III
- 31 i-STONE IV, i-STONE extra

32 Masy osłonowe, Stopy

- 32 i-VEST Q, i-VEST N
- 33 i-ALLOY, i-ALLOY P

Kompozyty

i-XCITE LC

ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY

WSKAZANIA:

- Wypełnienia ubytków według Black'a I, II, III, IV i V klasa
- Inlays, onlays i licówki
- Odbudowa i szynowanie zębów
- Uszczelnianie bruzd w zębach trzonowych i przedtrzonowych

ZALETY:

- Wyjątkowo homogeniczny
- Wysoce odporny
- Łatwy w stosowaniu
- Znakomita biokompatybilność
- Ekonomiczny
- Wypełniacz nano
- Widoczny w RTG



OPAKOWANIA:

IXTA1	4g strzykawka A1
IXTA2	4g strzykawka A2
IXTA3	4g strzykawka A3
IXTA5	4g strzykawka A3.5
IXTB2	4g strzykawka B2
IXTC2	4g strzykawka C2
IXTO2	4g strzykawka dentin OA2
IXTO3	4g strzykawka dentin OA3
IXTEU	4g strzykawka szkliwo uniwersalne
IXTK1	4x4g strzykawki, A1, A2, A3 i OA2
	5ml LC bond
	5ml wytrawiacz w żelu
	akcesoria

Inne kolory na zamówienie



Kompozyty



i-LIGHT

ŚWIATŁOUTWARDZALNY KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY

WSKAZANIA:

- Wypełnienia ubytków według Black'a I, II, III, IV i V klasa
- Inlays, onlays i licówki
- Odbudowa i szynowanie zębów
- Uszczelnianie bruzd w zębach trzonowych i przedtrzonowych

ZALETY:

- Wyjątkowa homogeniczność i wysoka polerowalność
- Wyjątkowa estetyka i trwałość
- Trwałość kolorów
- Wysoce odporny i łatwy w stosowaniu
- Znakomita biokompatybilność
- Ultra małe cząsteczki wypełniacza
- Widoczny w RTG
- Wypełniacz nano



OPAKOWANIA:

ILCA1	4g strzykawka A1
ILCA2	4g strzykawka A2
ILCA3	4g strzykawka A3
ILCA5	4g strzykawka A3.5
ILCB2	4g strzykawka B2
ILCC2	4g strzykawka C2
ILCO2	4g strzykawka dentin OA2
ILCO3	4g strzykawka dentin OA3
ILCEU	4g strzykawka szklivo uniwersalne
ILCK1	8x4g strzykawki, A1, A2,A3, A3,5, B2, OA2, OA3, szklivo uniw.
	5ml LC bond
	4,6g wytrawiacz w żelu
	akcesoria
	statyw do strzykawek
ILCK2	4x4g strzykawki, A1, A2, A3, OA2
	5ml LC bond
	4,6g wytrawiacz w żelu
	akcesoria

Inne kolory na zamówienie

Kompozyty



i-FLOW

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, CIEKŁY KOMPOZYT NANOHYBRYDOWY

WSKAZANIA:

- Wypełnienia wg Black'a III i V klasa
- Wypełnienia wg Black'a IV małe ubytki
- Uzupełnianie małych ubytków
- Wypełnienia trudnych powierzchni
- Uszczelnienie bruzd i ubytków punktowych

ZALETY:

- Znakomita płynność
- Wyjątkowa estetyka
- Wysoka odporność
- Widoczny w RTG
- Wysoka polerowalność
- Mały skurcz
- Wypełniacz nano



OPAKOWANIA:

IFTA2	2g strzykawka A2
	3 końcówki
IFLA2	5g strzykawka A2
	5 końcówek
IFTA3	2g strzykawka A3
	3 końcówki
IFLA3	5g strzykawka A3
	5 końcówek

Inne kolory na zamówienie



Kompozyty

i-XCITE CC

KOMPOZYT CHEMOUTWARDZALNY

WSKAZANIA:

- Wypełnienia wg Black'a III i V klasa
- Niektóre wypełnienia w klasie IV
- Ograniczone zastosowanie w klasie I ubytków w przedtrzonowcach

ZALETY:

- Widoczny w RTG
- Uniwersalny kolor
- Nie klei się do narzędzi
- Szybkowiązący
- Wysokoodporny



OPAKOWANIA:

IXCCK	7g+7g+3ml+3ml+3ml
	szpatułki
	1 podkład do mieszania
IXCCP	15g+15g+3ml+3ml+5ml
	szpatułki
	2 podkłady do mieszania





i-BONDING LC

ŚWIATŁOUTWARDZALNY BOND SZKLIWNO-ZĘBINOWY



OPAKOWANIA:

IBLTP	5ml ciemna butelka plastikowa
	5szt. mikroaplikatory
	1szt. naczynie do aplikacji

WSKAZANIA:

- Do stosowania na powierzchnie zębiny i szkliva
- Na powierzchnie amalgamatowe i ceramiczne
- Na przygotowane powierzchnie metalowe
- Na kompozyty i kompomery

ZALETY:

- Prosty w użyciu
- Do uniwersalnego stosowania
- Dobre własności zwilżające
- Jednoskładnikowy

i-BONDING CC

BOND CHEMOUTWARDZALNY



WSKAZANIA:

- Do stosowania na powierzchnie zębiny i szkliva
- Do kompozytów chemoutwardzalnych i cementów

ZALETY:

- Wysoka siła wiązania
- Klej na bazie Bis-GMA

OPAKOWANIA:

IBCTP	3ml katalizator
	3ml baza
IBCCP	5ml katalizator
	5ml baza



Uszczelniacze

i-SEAL LC

ŚWIATŁOUTWARDZALNY USZCZELNIACZ BRUZZD I UBYTKÓW PUNKTOWYCH

WSKAZANIA:

- Do uszczelniania ubytków punktowych
- Do uszczelniania bruzd

ZALETY:

- Prosty w stosowaniu
- Znakomita penetracja
- Wysoka płynność



OPAKOWANIA:

ISEKP	3,8g strzykawka, nieprzezroczysta
	3 końcówki
ISETP	5ml butelka, nieprzezroczysta

i-SEAL CC

CHEMOUTWARDZALNY USZCZELNIACZ BRUZZD I UBYTKÓW PUNKTOWYCH

WSKAZANIA:

- Do uszczelniania ubytków punktowych
- Do uszczelniania bruzd

ZALETY:

- Prosty w stosowaniu
- Znakomita penetracja
- Wysoka płynność

OPAKOWANIA:

ISCTP	3ml katalizator, przezroczysta butelka
	3ml baza, przezroczysta butelka
ISCCP	5ml katalizator, przezroczysta butelka
	5ml baza, przezroczysta butelka



Cementy glasjonomerowe



i-FIL

CEMENT GLASJONOMEROWY NA WYPEŁNIENIA



WSKAZANIA:

- Wypełnienia wg Black'a III i V klasa
- Uszczelnianie bruzd i ubytków punktowych
- Wypełnienia zębów przednich

ZALETY:

- Szybkie wiązanie
- Kolory VITA*
- Wysoka estetyka
- Uwalnianie fluoru
- Mała rozszerzalność termiczna i doskonałe właściwości optyczne

* Znak towarowy Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG, Bad Sackingen, Germany

OPAKOWANIA:

IFITP	10g proszek A2
	10g proszek A3
	10ml płyn
IFIA2	20g proszek A2
	10ml płyn
IFIA3	20g proszek A3
	10ml płyn

i-BAS

CEMENT GLASJONOMEROWY NA PODKŁADY



WSKAZANIA:

- Podkłady pod kompozyty
- Podkłady pod amalgamaty
- Odbudowa zębów

ZALETY:

- Szybkie wiązanie
- Widoczny w RTG
- Uwalnianie fluoru
- Wysoka wytrzymałość i twardość
- Znakomita rozszerzalność termiczna

OPAKOWANIA:

IBATP	20g proszek żółty
	10ml płyn

Cementy glasjonomerowe



i-SIL

CEMENT GLASJONOMEROWY Z ZAWARTOŚCIĄ SREBRA

WSKAZANIA:

- Wypełnienia wg Black'a I i II klasa
- Podkład pod późniejszą odbudowę kompozytem
- Podkład pod amalgamaty
- Odbudowa zęba
- Naprawy koron i amalgamatów
- Wypełnienia zębów mlecznych

ZALETY:

- Szybkie wiązanie
- Widoczny w RTG
- Wysoka wytrzymałość i twardość
- Uwalnianie fluoru
- Mała rozszerzalność termiczna



OPAKOWANIA:

ISITP	10g proszek szary
	5ml płyn

i-FIX

CEMENT GLASJONOMEROWY DO MOCOWANIA

WSKAZANIA:

- Mocowanie koron i mostów
- Cementowanie inlays i onlays
- Mocowanie zamków i taśm ortodontycznych

ZALETY:

- Szybkie wiązanie
- Wysoka adhezja
- Uwalnianie fluoru
- Mała grubość filmu
- Dobre właściwości optyczne
- Znakomita biokompatybilność
- Mała rozszerzalność termiczna



OPAKOWANIA:

IIXTP	20g proszek żółty
	10ml płyn

Inne Cementy



i-PAC

CEMENT FOSFORANOWY

WSKAZANIA:

- Podkłady pod kompozyty
- Podkłady pod amalgamaty
- Wypełnienia tymczasowe
- Mocowanie koron i mostów
- Cementowanie inlays i onlays
- Mocowanie zamków i taśm ortodontycznych

ZALETY:

- Wysoka adhezja
- Szybkie wiązanie

OPAKOWANIA:

IPATP	50g proszek żółty
	20ml płyn



i-POL

CEMENT POLIKARBOKSYLOWY

WSKAZANIA:

- Podkłady pod kompozyty
- Podkłady pod amalgamaty
- Podkłady pod glasonomery
- Wypełnienia tymczasowe
- Mocowanie koron i mostów
- Cementowanie inlays i onlays
- mocowanie zamków i taśm ortodontycznych

ZALETY:

- Wysoka adhezja
- Uwalnianie fluoru
- Widoczny w RTG



OPAKOWANIA:

IPOTP	50g proszek żółty
	20ml płyn

Inne Cementy



i-ZOE

CEMENT CYNKOWO-EUGENOLOWY MODYFIKOWANY ŻYWICĄ

WSKAZANIA:

- Podkłady pod amalgamaty
- Podkłady pod glasjonometry
- Wypełnienia tymczasowe

ZALETY:

- Wysoka wytrzymałość
- Szybkie wiązanie
- Modyfikowany żywicą



OPAKOWANIA:

ICEKP	20g proszek żółty
	10ml płyn
ICETP	50g proszek żółty
	20ml płyn



Materiały Kanałowe



i-CAL

PASTA Z WODOROTLENKU WAPNIA



WSKAZANIA:

- Pokrycie miazgi
- Tymczasowe wypełnienia kanałów

ZALETY:

- Widoczny w RTG
- Wysoka wartość pH
- Na bazie wody

OPAKOWANIA:

ICPTP	3g strzykawka
	5 końcówek

i-CAL Plus

WODOROTLENEK WAPNIA Z JODOFORMEM



WSKAZANIA:

- Pokrycie miazgi
- Tymczasowe wypełnienia kanałów

ZALETY:

- Widoczny w RTG
- Wysoka wartość pH
- Na bazie oleju silikonowego

OPAKOWANIA:

ICITP	3g strzykawka
	5 końcówek

Formocresol

ROZTWÓR DO DEZYNFEKCJI KANAŁÓW KORZENIOWYCH



OPAKOWANIA:

IL04	20ml butelka
------	--------------

Materiały Kanałowe



Calcium Hydroxide

WODOROTLENEK WAPNIA W PROSZKU



OPAKOWANIA:

ICHTP 100 g

Camphenol

ROZTWÓR DO DEZYNFEKCJI KANAŁÓW KORZENIOWYCH



OPAKOWANIA:

IL01 20ml butelka

Camphenol Plus

ROZTWÓR DO DEZYNFEKCJI KANAŁÓW KORZENIOWYCH
Z DEXAMETHASONEM I THYMOLEM



OPAKOWANIA:

IL05 20ml butelka

Materiały Kanałowe



i-EDTA

ŻEL DO PREPARACJI KANAŁÓW KORZENIOWYCH



OPAKOWANIA:

IEDTP	5g strzykawka
	3 końcówki
IEDCP	9g strzykawka
	5 końcówek

WSKAZANIA:

- Do czyszczenia
- Do smarowania
- Do irygacji

ZALETY:

- Idealna konsystencja
- Bardzo dobra zdolność do chelatowania

i-EDTA

ROZTWÓR DO PREPARACJI KANAŁÓW KORZENIOWYCH



WSKAZANIA:

- Do czyszczenia
- Do zmiękczenia
- Do poszerzania

ZALETY:

- Bardzo dobra zdolność do chelatowania

OPAKOWANIA:

IEDLP	50ml butelka
-------	--------------

Sodium hypochlorite

ROZTWÓR PODCHLORYNU SODU 2,5%, 5%



OPAKOWANIA:

ISHTP	200ml butelka 2,5%
ISHCP	200ml butelka 5%

Materiały Kanałowe



i-TIPS

IGŁY DO PŁUKANIA KANAŁÓW

ZALETY:

- Tępa końcówka igły
- Lepsza irygacja kanału

OPAKOWANIA:

IT01	20szt.
------	--------



Eugenol

PŁYN EUGENOL

OPAKOWANIA:

IEUKP	10 ml butelka z pipetą
-------	------------------------

IEUTP	50ml
-------	------



Zinc Oxide

TLENEK CYNKU W PROSZKU

OPAKOWANIA:

IZOTP	100g
-------	------



Wypełnienia Tymczasowe



i-PRO

CEMENT TYMCZASOWY



WSKAZANIA:

- Wszystkie wypełnienia tymczasowe
- Tymczasowe mocowanie koron

ZALETY:

- Wysoka adhezja
- Nie przywiera do narzędzi
- Widoczny w RTG
- Wysoka wytrzymałość i twardość
- Łatwy do aplikacji
- Możliwość wyboru twardości cementu
- Nie zawiera eugenolu

OPAKOWANIA:

IPRTP	50g pasta, miękka
IPMTP	50g pasta, średnia
IPNTP	50g pasta, twarda
IPFTP	50g pasta z fluorem o smaku miętowym

i-PRO LC

ŚWIATŁOUTWARDZALNY CEMENT TYMCZASOWY



WSKAZANIA:

- Wszystkie wypełnienia tymczasowe

ZALETY:

- Szybkie wiązanie
- Wysoka adhezja
- Wysoka wytrzymałość i twardość

OPAKOWANIA:

IPLTP	8g strzykawka kolor czerwony
-------	------------------------------



Wytrawiacze



i-GEL

KWAS FOSFOROWY W ŻELU I PŁYNIE

WSKAZANIA:

- Do wytrawiania zębów i przygotowania powierzchni

ZALETY:

- Dobre właściwości tiksotropowe
- Optymalna lepkość
- Kwas fosforowy 37%



OPAKOWANIA:

ŻEL:

IGECP	4,7g strzykawka, kolor niebieski 5 końcówek
IGE12B	12g strzykawka, kolor niebieski 10 końcówek
IGE50B	50g strzykawka, kolor niebieski 20 końcówek
	2 puste strzykawki



PŁYN:

IGEGL	5ml butelka, kolor zielony
IGEGL	10ml butelka, kolor zielony



Materiały Profilaktyki Próchnicy



ROZTWÓR Z FLUOREM ROZTWÓR ZAPOBIEGAJĄCE PRÓCHNICY I NADWRAŻLIWOŚCI



WSKAZANIA:

- Profilaktyka próchnicy
- Leczenie nadwrażliwej zębiny

ZALETY:

- zawiera 1% fluorku sodu

OPAKOWANIA:

IL03	20ml butelka
------	--------------

i-FLOR

ŻEL Z PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIEM FLUORU



WSKAZANIA:

- Do fluoryzacji w domu
- Do leczenia nadwrażliwych zębów

ZALETY:

- Prosty w użyciu
- Minimalna inwazyjność leczenia
- Idealna konsystencja
- Niska zawartość fluoru

OPAKOWANIA:

IFLTP	1,7g strzykawka
IFLCP	3,9g strzykawka



Materiały do Profilaktyki

i-FASTE

PASTA PROFILAKTYCZNA

WSKAZANIA:

- Do profilaktyki
- Do polerowania
- Do usuwania kamienia nazębnego

ZALETY:

- Prosta w użyciu
- Świeży smak
- Z fluorem lub bez fluoru

OPAKOWANIA:

IFCTP	30g zgrubna, smak mentolowy, kolor zielony *
IFMTP	30g średnia, smak pomarańczowy, kolor pomarańczowy *
IFFTP	30g drobna, smak jabłkowy, kolor żółty *

* Dostępna również z fluorem



GUMKI DO PROFILAKTYKI

SZCZOTECZKI I GUMKI SZCZOTECZKI I GUMKI SZCZOTKI I

OPAKOWANIA:

IB01	10 szt. szczotka junior RA białe włosie
IB02	10 szt. szczotka junior RA nylon
IB03	10 szt. gumka RA z wewnętrzną spiralą



Materiały Hemostatyczne



ROZTWÓR HEMOSTATYCZNY

ROZTWÓR NA BAZIE 25% CHLORKU GLINU DO RETRAKCJI
DZIAŚEŁ I NASĄCZANIA NICI RETRAKCYJNYCH



OPAKOWANIA:

IL02	20ml butelka
------	--------------



Inne Materiały

i-OIL

OLEJ W SPRAY'U DO KOŃCÓWEK

OPAKOWANIA:

IHSCP	500ml
IHACP	Specjalne dysze



PODKŁADY DO MIESZANIA

PODKŁADY DO MIESZANIA

OPAKOWANIA:

IB04	4x6cm, 50 arkuszy
IB041	7,5cmx7,5cm, 100 arkuszy



ROLKI DO TAMPONADY

ROLKI BAWELNIANE

OPAKOWANIA:

IB061	Nr1, 1000 szt. 400g
IB062	Nr.2, 1000 szt. 450g



Wybielanie Zębów



i-SMILE

ŻEL DO WYBIELANIA ZĘBÓW NA BAZIE
NADTLENKU KARBAMIDOWEGO



OPAKOWANIA:

ISMTP	1,7g strzykawka 10% nadtlenu karbamidowego, mentol, pomarańcza, jabłko
ISMCP	3,6g strzykawka 10% nadtlenu karbamidowego, mentol, pomarańcza, jabłko
ISNTP	1,7g strzykawka 18% nadtlenu karbamidowego, mentol, pomarańcza, jabłko
ISNCP	3,6g strzykawka 18% nadtlenu karbamidowego, mentol, pomarańcza, jabłko
ISMFT	1,7g strzykawka 10% nadtlenu karbamidowego z fluorem, mentol
ISMFC	3,6g strzykawka 10% nadtlenu karbamidowego z fluorem, mentol
ISNFT	1,7g strzykawka 18% nadtlenu karbamidowego z fluorem, pomarańcza
ISNFC	C 3,6g strzykawka 18% nadtlenu karbamidowego z fluorem, pomarańcza

WSKAZANIA:

- Do wybielania w domu zębów żywych
- Do wybielania w domu zębów martwych
- Do wybielania w domu zębów przebarwionych

ZALETY:

- Prosty w użyciu
- Minimalna inwazyjność kuracji
- Idealna konsystencja
- Z fluorem lub bez fluoru

	1,7g	3,6g	10%	18%	fluor	mentol	pomarańcz	jabłko
ISMTP	+		+			+	+	+
ISMCP		+	+			+	+	+
ISNTP	+			+		+	+	+
ISNCP		+		+		+	+	+
ISMFT	+		+		+	+		
ISMFC		+	+		+	+		
ISNFT	+			+	+		+	
ISNFC		+		+	+		+	



Wybielanie Zębów

ARKUSZE WINYLOWE

ARKUSZE WINYLOWE



WSKAZANIA:

- Do wykonywania nakładek do wybielania
- Do wykonywania nakładek do leczenia bruksizmu

ZALETY:


- Proste w użyciu

OPAKOWANIA:

ISTTP	25 szt.
-------	---------

i-BLOCK

ŚWIATŁOUTWARDZALNA ŻYWICA BLOKUJĄCA



WSKAZANIA:

- Do tworzenia przestrzeni w nakładkach do wybielania
- Do naprawy modeli gipsowych
- Inne prace laboratoryjne

ZALETY:

- Kolor czerwony lub niebieski
- Prosta w stosowaniu

OPAKOWANIA:

IBOTP	3,8g strzykawka
	3 końcówki
IBOCP	6,5g strzykawka
	5 końcówek

Akryle na Protezy



i-PLAST HC

AKRYL NA PŁYTY PROTEZ UTWARDZANY NA GORĄCO



WSKAZANIA:

- Do wykonywania protez całkowitych
- Do wykonywania protez częściowych
- Do napraw

ZALETY:

- Nie zawierają kadmu
- Szybkie wiązanie

OPAKOWANIA:

IAHTP	400g proszek różowy, żyłkowany
IAHTL	200ml płyn

i-PLAST CC

AKRYL SAMOUTWARDZALNY DO NAPRAW



WSKAZANIA:

- Do napraw protez całkowitych
- Do napraw protez częściowych

ZALETY:

- Nie zawierają kadmu
- Szybkie wiązanie

OPAKOWANIA:

IACTP	400g proszek, różowy, żyłkowany
IACTL	200ml płyn



Akryle na Protezy

i-PLAST CA

AKRYL SAMOUTWARDZALNY DO SYSTEMÓW ODLEWANIA

WSKAZANIA:

- Do wykonywania protez całkowitych
- Do wykonywania protez częściowych
- Do napraw protez całkowitych
- Do napraw protez częściowych

ZALETY:

- Nie zawierają kadmu
- Stabilność koloru
- Szybkie wiązanie

OPAKOWANIA:

IAATP	400g proszek, różowy, żyłkowy
IAATL	200ml płyn



i-PLAST OR

AKRYL SAMOUTWARDZALNY ORTODONTYCZNY

WSKAZANIA:

- Do wykonywania aparatów ortodontycznych
- Do napraw aparatów ortodontycznych

ZALETY:

- Nie zawierają kadmu
- Nanoszenie techniką spray'u
- Szybkie wiązanie

OPAKOWANIA:

IAOTP	400g proszek bezbarwny
IAOLC	200ml płyn przezroczysty
IAOLP	200ml płyn różowy

inne kolory na zamówienie



Akryle na Protezy



i-PLAST IM

AKRYL SAMOUTWARDZALNY NA ŁYŻKI INDYWIDUALNE



WSKAZANIA:

- Do wykonywania łyżek indywidualnych

ZALETY:

- Nie zawierają kadmu
- Kolor żółty lub zielony
- Szybkie wiązanie

OPAKOWANIA:

IAITP	400g proszek żółty, zielony
IAITL	200ml płyn

i-SEP

IZOLIT DO GIPSU



WSKAZANIA:

- Do izolowania gipsu od akrylu
- Do izolowania gipsu od gipsu

ZALETY:

- Prosty w stosowaniu
- Na bazie alginianu

OPAKOWANIA:

ISERT	500ml płyn czerwony
ISERC	1000ml płyn czerwony
ISEOT	500ml płyn pomarańczowy
ISEOC	1000ml płyn pomarańczowy
ISEBT	500ml płyn niebieski
ISEBC	1000ml płyn niebieski



Akryle na Korony i Mosty

i-CAB

AKRYL DO WYKONYWANIA KORON I MOSTÓW

WSKAZANIA:

- Do wykonywania stałych koron
- Do wykonywania stałych mostów

ZALETY:

- Wysoka estetyka
- Kolory VITA*
- Wysoka wytrzymałość i twardość
- Wiażący na gorąco

* Znak handlowy Vita Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG, Bad Sackingen, Germany



OPAKOWANIA:

CAA1	100g proszek A1
ICAA2	100g proszek A2
ICAA3	100g proszek A3
ICAA5	100g proszek A3.5
ICAB2	100g proszek B2
ICAC2	100g proszek C2
ICACL	50ml płyn

i-RED

SAMOUTWARDZALNY AKRYL DO MODELOWANIA

WSKAZANIA:

- Do modelowania konstrukcji protetycznych
- Do mocowania

ZALETY:

- Samoutwardzalny
- Spala się bez pozostałości
- Bez skurczu

OPAKOWANIA:

IREKP	15g proszek czerwony
IRETP	100g proszek czerwony
IREKL	10ml płyn
IRETL	50ml płyn





i-TEMP

ŻYWICE AKRYLOWE DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW

WSKAZANIA:

- Do wykonywania tymczasowych koron
- Do wykonywania tymczasowych mostów

ZALETY:

- Wysoka estetyka
- Kolory VITA*
- Wysoka wytrzymałość i twardość
- Samoutwardzalne

* Znak towarowy Vita Zahnfabri H.Rauter GmbH & Co.KG, Bad Sackingen, Germany



OPAKOWANIA:

ITEA2	100g proszek A2
ITEA3	100g proszek A3
ITECL	50ml płyn

Inne kolory na zamówienie

PUMEKS

PUMEKS DENTYSTYCZNY DO POLEROWANIA PROTEZ



OPAKOWANIA:

IPETP	5000g
IPECP	25000g

Zęby Akrylowe

i-DENT

ZĘBY AKRYLOWE DWUWARSTWOWE

WSKAZANIA:

- Do wykonywania stałych protez
- Do wykonywania tymczasowych protez

ZALETY:

- Wysoka estetyka
- Kolory VITA*
- Wysoka wytrzymałość i twardość

* Znak towarowy Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Sackingen, Germany



OPAKOWANIA:

IDEK1 5 kompletów (140 zębów)

IDEK2 10 kompletów (280 zębów)





i-STONE II

SYNTETYCZNY GIPS DENTYSTYCZNY TYP II

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Maks. rozszerzalność podczas wiązania 0,3%
- Wytrzymałość na ściskanie min. 9 N/mm²

OPAKOWANIA:

IS2TP	5000g biały
-------	-------------

IS2CP	25000g biały
-------	--------------



i-STONE III

SYNTETYCZNY GIPS DENTYSTYCZNY, TWARDY TYP III

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Maks. rozszerzalność podczas wiązania 0,2%
- Wytrzymałość na ściskanie min. 30 N/mm²
- Twardość po 24h min. 80 N/mm²

OPAKOWANIA:

IS3TP	5000g żółty, zielony, niebieski
-------	---------------------------------

IS3CP	25000g żółty, zielony, niebieski
-------	----------------------------------



i-STONE IV

SYNTETYCZNY GIPS DENTYSTYCZNY, SUPER-TWARDY TYP IV

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Maks. rozszerzalność podczas wiązania 0,1%
- Wytrzymałość na ściskanie min. 50 N/mm²
- Twardość po 24h min. 150 N/mm²

OPAKOWANIA:

IS4TP	5000g brązowy
IS4CP	25000g brązowy

i-STONE extra

SYNTETYCZNY GIPS DENTYSTYCZNY,
SUPER-TWARDY, SUPER-DOKŁADNY TYP IV

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Maks. rozszerzalność podczas wiązania 0,1%
- Wytrzymałość na ściskanie min. 60 N/mm²
- Twardość po 24h min. 250 N/mm²

OPAKOWANIA:

IS4ET	5000g żółtobrazowy
IS4EC	25000g żółtobrazowy

Masy Osłonowe



i-VEST Q

MASA OSŁONOWA DO ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH MIESZANA Z WODĄ



WSKAZANIA:

- Do odlewania złota
- Do odlewania metali szlachetnych

ZALETY:

- Szybkie odlewanie
- Mieszanie z wodą
- Bez grafitu

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Rozszerzalność podczas wiązania 0,8%
- Wytrzymałość na ściskanie 4 N/mm²
- Rozszerzalność termiczna 0,8- 0,9%

OPAKOWANIA:

IVQTP	1000g
IVQCP	5000g
IVQEP	25000g

i-VEST N

MASA OSŁONOWA DO STOPÓW CHROMO-KOBALTOWYCH



WSKAZANIA:

- Do odlewania stopów chromo-kobaltowych

ZALETY:

- Szybki odlewanie
- Mieszanie z wodą lub płynem

OPAKOWANIA:

IVNTP	1000g
IVNCP	5000g
IVNEP	25000g
IVNLP	500ml

i-ALLOY

DENTYSTYCZNY STOP CHROMO-KOBALTOWY

SKŁAD CHEMICZNY:

- Co 64
- Cr 30
- Mo 5
- C 0,5
- Ni -

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Współczynnik rozszerzalności termicznej 14,4
- Temperatura topnienia 1360°C
- Temperatura odlewania 930-950°C
- Twardość 370 HV
- Wytrzymałość na rozciąganie 850 MPA
- Wydłużenie 6%
- Gęstość 8,35 g/cm³
- Moduł elastyczności 230,000 N/mm²



OPAKOWANIA:

IALCP	1000g
-------	-------

i-ALLOY P

DENTYSTYCZNY STOP NIKLOWO-CHROMOWY

SKŁAD CHEMICZNY:

- Ni 65
- Cr 22
- Mo 10
- Si 2
- C 0,05
- Co -

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

- Współczynnik rozszerzalności termicznej 14
- Temperatura topnienia 1310°C
- Temperatura odlewania 900-920°C
- Twardość 200 HV
- Wytrzymałość na rozciąganie 540 MPA
- Wydłużenie 15%
- Gęstość 8,2 g/cm³
- Moduł elastyczności 200,000 N/mm²



OPAKOWANIA:

APCP	1000g
------	-------